



DMV Scleral Cup™

Za skleralne kontaktne leće i očne proteze

Namjena

DMV Scleral Cup namijenjen je za umetanje i uklanjanje skleralnih kontaktnih leća i za uklanjanje učnih proteza.

Upute za uporabu



Prije prvog korištenja očistite pomagalo 70 %-nim izopropilnim alkoholom i ostavite da se osuši.

Uklanjanje – Navlažite sukcijisku čapicu i stisnite dršku. Uz pomoć zrcala postavite sukcijisku čašicu na skleralnu kontaktnu leću. Otpustite pritisak na drški i tako omogućili da sukcija drži kontaktnu leću. Kontaktnom lećom se potom može rukovati tako da je se može ukloniti iz oka. Slijedite upute svoga optičara koju je tehniku najbolje upotrebljavati. Nakon uklanjanja leće stisnite ponovno dršku kako bi se otpustio negativan tlak (sukcija) i leća odvojila od sukcijiske čašice.

Umetanje – Postavite navlaženu kontaktnu leću na čašicu bez stiskanja ručke. Vlažna leća će se priljubiti za čašicu. **NEMOJTE** stiskati ručku dok umećete leću. Nježno postavite skleralnu leću u otvoreno oko. Slijedite upute svoga optičara/oftalmologa.

Čišćenje

svakiput nakon uporabe pomagalo DMV Scleral Cup očistite 70 %-nim izopropilnim alkoholom i ostavite ga da se osuši. Nakon sušenja pomagalo spremite u njegovu kutiju. **Pazite da u zračnom kanalu ne bude ostataka nečistoća.** Planirajte ga zamijeniti svakih šest mjeseci.



Mjere opreza: Ako se pomagalo DMV Scleral Cup slučajno zalijepi za oko, lagano stisnite dršku kako bi se otpustila sukcija odvojite ga od oka.



Oprez: Ovaj proizvod nemojte držati u blizini tekućina kao što su krema za ruke, gel za kosu, sredstvo za uklanjanje laka za nokte i jako oksidirajućih sredstava.



Oprez: Opasnost od gušenja. Držite ovo pomagalo i sve druge medicinske naprave izvan dosega male djece. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu kod bolesnih ili ozlijeđenih očiju. Ako iskusite nadražaj oka, neuobičajeno oslabljen vid ili bol, obratite se oftalmologu..



Oprez: Premda s primjenom ovog proizvoda nisu zabilježene alergije, **proizvod sadrži suhu prirodnu gumu. Ne sadrži poznati alergen tekući lateks.**



DMV Scleral Cup NEMOJTE upotrebljavati za MEKE ili hibridne kontaktne leće.

Ako Vam se svezi primjene ovog proizvoda dogodi ikakav ozbiljni događaj, prijavite to proizvođaču. Ako živite u EU događaj prijavite kompetentnim tijelima u zemlji članici u kojoj ste nastanjeni.

Ovaj proizvod omogućuje nosiocima kontaktnih leća umetanje i uklanjanje kontaktnih leća tako da se upotrebljava u skladu s namjenom. Stoga se ovaj proizvod smatra medicinskim proizvodom.



Ovo je medicinski proizvod.



Zaštićeno od izravnog sunčevog svjetla



Ne čuvati na temperaturi iznad 105 °C/220°F



Za jednog pacijenta - višekratna uporaba



Pročitajte upute za uporabu dmvcorp.com



Datum proizvodnje



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands