



DMV Scleral Cup™

Skleraalsete kontaktläätsede ja silmaproteeside jaoks

Sihtotstarve

DMV Scleral Cup on mõeldud skleraalsete kontaktläätsede paigaldamiseks ja eemaldamiseks ning silmaproteeside eemaldamiseks.

Kasutusjuhend



Enne esmakordselt kasutamist puhastage seadet 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada.

Eemaldamine – Niisutage iminapp ja pigistage käepidet. Asetage iminapp peegli abil vastu skleraalselt kontaktläätsesse. Lõdvendage haaret ümber käepideme ja laske iminapal kontaktläätsesse kinnituda. Seejärel saab kontaktläätsesse manipuleerida ja silmast eemaldada. Teile kontaktläätsed paigaldanud isik juhendab teid kõige sobivama meetodi osas. Pärast kontaktläätsesse eemaldamist pigistage uuesti käepidet, sellega peatate imamise ja saate kontaktläätsesse iminapalt eemaldada.

Paigaldamine – Asetage niisutatud kontaktlääts iminapale ilma käepidet pigistamata. Niisutatud kontaktlääts kinnitub napale. **ÄRGE** pigistage käepidet kontaktläätsesse paigaldamise ajal. Asetage skleraalne kontaktlääts õrna liigutusega avatud silma.

Järgige teile kontaktläätsed paigaldanud isiku / silmaarsti juhiseid.

Puhastamine

Iga kord pärast seadme DMV Scleral Cup kasutamist puhastage seda 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada. Pärast kuivatamist hoidke seadet selle korbis. Hoidke õhukanal prügivaba. Võtke plaani seade iga kuue kuu tagant välja vahetada.



Ettevaatusabinõud: Kui seade DMV Scleral Cup peaks kogemata silma külge kinnituma, pigistage imamise peatamiseks õrnalt käepidet ja eemaldage seade silmast.



Hoiatus: Vältige seadme kokkupuudet vedelikega, nagu kätekreemid, juuksegeelid, küünelakkiemaldi ja tugevalt oksüdeerivad ained.



Hoiatus: Lämpumisoht. Hoidke seda ja kõiki muid meditsiiniseadmeid väikelastest eemal. Seda seadet ei soovitata kasutada, kui silmad on haiged või vigastatud. Kui teil tekib silmaärritus, ebaharilik nägemishäire või valu, pidage nõu oma silmaarstiga.



Hoiatus: Ehkki puuduvad tõendid selle seadmega seotud allergiaprobleemide kohta, sisaldab **see siiski kuiva looduslikku kummit. See ei sisalda vedelat lateksit**, mis on tuntud allergeen.



ÄRGE kasutage DMV Scleral Cup seadet pehmete või hübridsete kontaktläätsede jaoks.

Kui teil on selle seadmega seoses juhtunud mõni tõsine vahejuhtum, teatage sellest tootjale. Kui elate ELis, teatage juhtumist selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus olete asutatud.

Selle seadmega saavad kontaktläätsede kandjad paigaldada ja/või eemaldada kontaktläätsi nende sihtotstarbelise kasutamise eesmärgil. Seetõttu loetakse seda seadet meditsiiniseadmeks.



See seade on meditsiiniseade



Hoida otsese päikesevalguse eest



Hoida temperatuuril kuni
105°C / 220°F



Ühele patsiendile – mitmekordseks kasutamiseks



Loe kasutusjuhendit
dmvcorp.com



Tootmiskuupäev



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands