



## DMV Soft Lens Handler™

### Pomôcka na vyberanie/vkladanie mäkkých kontaktných šošoviek

#### Účel použitia

Pomôcka DMV Soft Lens handler je navrhnutá na vkladanie a vyberanie mäkkých kontaktných šošoviek.

#### Návod na použitie



Pred prvým použitím očistite pomôcku 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu.

**Vyberanie** – Zatlačte uchopovacie podložky pevne proti prednej strane mäkkej kontaktnej šošovky. Pred zrkadlom sa uistite, či je šošovka na rohovke. Jemne stlačte uchopovacie podložky k sebe, aby ste mohli vybrať kontaktnú šošovku.

**Vkladanie** – Položte mokrú kontaktnú šošovku na malý koniec pomôcky, ako ukazuje šípka. Nechajte šošovku, aby prekryla koniec pomôcky, takže môžete pozorovať váš postup cez šošovku.

Postupujte podľa pokynov vášho poskytovateľa kontaktných šošoviek/očného špecialistu.

#### Čistenie

Zakaždým po použití pomôcky ju vyčistite 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu. Po uschnutí uchovávajte pomôcku v jej puzdre. Vymieňajte ju každých šesť mesiacov.



**Opatrenie:** Ak nechcete aplikujete pomôcku na povrch oka, jednoducho ju odoberte, pretože nedochádza k prisatiu. Vyhnite sa posúvaniu pomôcky po povrchu oka.



**Upozornenie:** Uchovávajte tento produkt v neprítomnosti tekutín ako sú krém na ruky, vlasové gély, odlakovač a silné oxidačné látky.



**Upozornenie: Riziko udusenía.** Uchovávajte túto zdravotnícku pomôcku ako aj všetky ostatné zdravotnícke pomôcky mimo dosahu malých detí. Tento produkt sa neodporúča používať pri ochoreniach alebo poraneniach očí. Ak máte podráždené oči, neobvyklú poruchu videnia alebo bolesť, poraďte sa so svojim očným lekárom.



**Upozornenie:** Aj keď pre tento neexistuje žiadny dôkaz problémov s alergiou, **tento produkt obsahuje suchý prírodný kaučuk. Neobsahuje tekutý latex**, ktorý je známym alergénom.



**NEPOUŽÍVAJTE túto pomôcku s tvrdými, pre plyn permeabilnými, sklerálnymi ani hybridnými kontaktnými šošovkami.**

Ak sa u vás vyskytol akýkoľvek závažný prípad súvisiaci s touto pomôckou, hláste to výrobcovi. Ak žijete v EÚ, hláste prípad kompetentnému úradu členského štátu, v ktorom sídlite.

Tento produkt umožňuje používateľom kontaktných šošoviek vkladať a/alebo vyberať ich kontaktné šošovky, aby ich mohli používať podľa ich účelu použitia. Preto sa tento produkt považuje za zdravotnícku pomôcku.



Tento produkt je zdravotnícka pomôcka.



Neuchovávajte pri teplote viac ako 105 °C./220 °F



Prečítajte si návod na použitie. dmvcorp.com



Chráňte pred priamym slnečným žiarením.



Jeden pacient - Viacnásobné použitie



Dátum výroby



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague; The Netherlands