



DMV Soft Lens Handler™

Pomagalo za umetanje/uklanjanje mekih kontaktnih leća

Namjena

Pomagalo DMV Soft Lens handler namijenjeno je za umetanje i uklanjanje mekih kontaktnih leća.

Upute za uporabu



Prije prvog korištenja očistite pomagalo 70 %-tnim izopropilnim alkoholom i ostavite da se osuši.

Uklanjanje – Čvrsto pritisnite nožice hvataljke na prednju stranu meke kontaktne leće. Pomoću zrcala provjerite da se leće nalazi na rožnici. Nježno pritisnite i međusobno približite nožice hvataljke kako biste izvukli kontaktnu leću.

Umetanje – Postavite navlaženu kontaktnu leću na manji kraj pomagala gdje to pokazuje strelica. Postavite leću tako da prelazi preko rubova kraja pomagala kako biste kroz leću mogli vidjeti kako umetanje napreduje.

Slijedite upute svoga optičara/oftalmologa.

Čišćenje

Svakiput nakon uporabe pomagalo očistite 70 %-tnim izopropilnim alkoholom i ostavite ga da se osuši. Nakon sušenja pomagalo spremite u njegovu kutiju. Planirajte ga zamijeniti svakih šest mjeseci.



Mjere opreza: Ako pomagalo slučajno primijenite na površini oka, samo ga povucite od oka jer nema sucije. Izbjegavajte klizanje pomagalom po površini oka.



Oprez: Ovaj proizvod nemojte držati u blizini tekućina kao što su krema za ruke, gel za kosu, sredstvo za uklanjanje laka za nokte i jako oksidirajućih sredstava.



Oprez: Opasnost od gušenja. Držite ovo pomagalo i sve druge medicinske naprave izvan dosega male djece. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu kod bolesnih ili ozlijeđenih očiju. Ako iskusite nadražaj oka, neuobičajeno oslabljen vid ili bol, obratite se oftalmologu..



Oprez: Premda s primjenom ovog proizvoda nisu zabilježene alergije, **proizvod sadrži suhu prirodnu gumu. Ne sadrži poznati alergeni tekući lateks.**



Ovaj proizvod NEMOJTE UPOTREBLJAVATI s tvrdim, plinopropusnim, skleralnim ili hibridnim kontaktnim lećama.

Ako Vam se svezi primjene ovog proizvoda dogodi ikakav ozbiljni događaj, prijavite to proizvođaču. Ako živite u EU događaj prijavite kompetentnim tijelima u zemlji članici u kojoj ste nastanjeni.

Ovaj proizvod omogućuje nosiocima kontaktnih leća umetanje i uklanjanje kontaktnih leća tako da se upotrebljava u skladu s namjenom. Stoga se ovaj proizvod smatra medicinskim proizvodom.



Ovo je medicinski proizvod.



Zaštićeno od izravnog sunčevog svjetla



Ne čuvati na temperaturi iznad 105 °C/220°F



Za jednog pacijenta - višekratna uporaba



Pročitajte upute za uporabu dmvcorp.com



Datum proizvodnje



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands