



## DMV Soft Lens Handler™

### Fjerner/innsetter for myke kontaktlinser

#### Avsedd användning

DMV Soft Lens handler er designet for innsetting og fjerning av myke kontaktlinser.

#### Bruksanvisning



Enheten skal rengjøres med 70 % isopropylalkohol og lufttørkes før første gangs bruk.

**FJERNING** – Trykk gripeflatene godt mot forsiden av den myke kontaktlinse. Forsikre deg om at linsen er på hornhinnen ved å bruke et speil. Klem griperne forsiktig sammen for å trekke ut kontaktlinse.

**INNSETTING** – Plasser en våt kontaktlinse på den minste enden av enheten der pilen indikerer. La linsen overlape enden av enheten, slik at du kan se fremgangen din gjennom linsen.

Følg anvisningene fra optiker/øyelege.

#### Rengjøring

Rengjør enheten etter hver bruk med 70 % isopropylalkohol og la den lufttørke. Oppbevar enheten i etuiet etter tørking. Planlegg å erstatte den hver sjettemåned.



**Forholdsregel:** Hvis du ved et uhell setter enheten på øyets overflate kan du bare ta den rett ut av øyet ettersom det ikke er noe sug. Unngå å skyve enheten over øyets overflate.



**Forsiktig:** Hold dette produktet unna væsker som håndkrem, hårgelé, neglelakkfjerner og sterke oksidasjonsmidler.



**Forsiktig: Kvelningsfare.** Oppbevar dette og alt annet medisinsk utstyr utilgjengelig for små barn. Dette produktet er ikke anbefalt for bruk med sykdom eller skade i øyne. Hvis du opplever irritert øye, uvanlig synshemming eller smerte, ta kontakt med øyelege.



**Forsiktig:** Selv om det ikke er tegn på allergiproblemer med dette produktet, inneholder det tørt naturgummi. Det inneholder ikke flytende lateks, et kjent allergen.



**IKKE BRUK denne enheten med harde, gasspermeable, sklerale eller hybride kontaktlinser.**

Hvis det har oppstått en alvorlig hendelse i forbindelse med denne enheten, rapporter det til produsenten. Hvis du bor i EU, rapporter om hendelsen til myndighetene i medlemsstaten der du er etablert.

Dette produktet lar kontaktlinsebrukere sette inn og/eller fjerne kontaktlinser slik at de kan brukes i henhold til tiltenkt formål. Derfor er dette produktet ansett som en medisinsk enhet.



Dette produktet er en medisinsk enhet



Beskyttes fra direkte sollys



Oppbevares ved høyst 105 °C / 220 ° F



enkeltpasient - flerbruk



Les bruksanvisningen  
dmvcorp.com



Produksjonsdato



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands