



DMV Ultra™ / DMV 45™

За твърди и газопропускливи контактни лещи

Показана употреба

DMV Ultra и DMV 45 са предназначени за поставяне и отстраняване на твърди и газопропускливи контактни лещи. DMV Ultra трябва да се държи вертикално, а DMV 45 трябва да се държи под ъгъл.

Инструкции за употреба



Преди първа употреба почистете изделието с 70% изопропилов алкохол и оставете да изсъхне.

Отстраняване – Навлажнете сукционната чашка на DMV Ultra / DMV 45 и я приблизете към окото. Уверете се, че контактната леща е центрирана спрямо окото. С помощта на огледало нагласете сукционната чашка така, че да е пред лещата и да се допира до центъра на лещата. Вземете контактната леща директно от окото. След като я отстраните, свалете контактната леща от сукционната чашка като я плъзнете внимателно настрани.

Поставяне – Поставете навлажнената контактна леща върху малката трапчинка в тесния край на държача. Навлажнената леща ще залепне в тази позиция. Допрете лещата до окото.

Следвайте инструкциите на вашия специалист по контактни лещи / офталмолог.

Почистяване

След всяка употреба на DMV Ultra / DMV 45, почистете изделието с 70% изопропилов алкохол и оставете да изсъхне. След изсушаване, съхранявайте изделието в кутийката му. Изделието трябва да се заменя с ново на всеки шест месеца.



Предпазни мерки: Предпазни мерки: Ако изделието случайно се захване за окото, плъзнете го към ъгъла на окото и го отстранете чрез извъртащо движение.



Внимание: Моля, дръжте този продукт далеч от течни субстанции като крем за ръце, гел за коса, лакочистител и силни окисляващи средства.



Внимание: Опасност от задавяне. Това и всички други медицински изделия трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца. Този продукт не се препоръчва за употреба при заболяване или нараняване на очите. Ако изпитате дразнене в окото, зрително нарушение или болка, консултирайте се с Вашия очен лекар.



Внимание: Въпреки че няма доказателство за алергични проблеми при употребата на този продукт, той съдържа сух естествен каучук. Продуктът не съдържа течен латекс, който е известен алерген.



НЕ използвайте DMV Ultra / DMV 45 за МЕКИ или хибридни контактни лещи.

Ако възникне сериозен за Вас инцидент, свързан с употребата на това изделие, съобщете за това на производителя. Ако живеете в ЕС, съобщете за инцидента на компетентните органи в страната членка, в която се намирате.

Този продукт служи като помощно средство за хора, които носят контактни лещи да поставят и/или отстраняват контактните лещи, за да могат да ги използват според показаната за тях употреба. Следователно този продукт е считан за медицинско изделие.



Този продукт е медицинско изделие



Да се предпазва от пряка слънчева светлина



105°C
220°F
Да не се съхранява при температура над 105°C



За многократна употреба при един пациент



Прочетете инструкциите за употреба
dmvcorp.com



Дата на производство



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands