



DMV Ultra™ / DMV 45™

Kemény és gázáteresztő kontaktlencsékhez

Alkalmazási terület

A DMV Ultra és a DMV 45 kemény és gázáteresztő kontaktlencsék behelyezésére és eltávolítására szolgál. A DMV Ultra-t függőlegesen, míg a DMV 45-öt szögben kell tartani.

Használati utasítás



Az első használat előtt tisztítsa meg az eszközt 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni.

Eltávolítás – Nedvesítse meg a DMV Ultra / DMV 45 tapadókorongját, és vezesse azt a szemhez. Ügyeljen arra, hogy a kontaktlencse a szem közepén legyen. Igazítsa a tapadókorongot a lencse elé, és egy tükrő segítségével érintse a lencse közepéhez. Vegye le a kontaktlencsét a szemről. Eltávolítás után óvatosan csúsztassa oldalra a kontaktlencsét a tapadókorongról.

Behelyezés – Helyezze a nedves kontaktlencsét a fogantyú keskenyebb végén lévő kis vajatba. A nedves lencse ebben a helyzetben tapad. Érintse szeméhez a lencsét.

Kövesse kontaktológusa vagy szemorvosa utasításait.

Tisztítás

A DMV Ultra / DMV 45 eszközt használat után tisztítsa meg 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni. Az eszközt a tokjában tárolja, miután megszáradt. Félévente cserélje az eszközt.



Elővigyázatosság: Ha az eszköz véletlenül a szemhez tapadna, csúsztassa azt a szem sarkába, és forgassa el, majd távolítsa el.



Figyelem: Tartsa távol a terméket olyan folyadékoktól, mint például a kézkrem, hajszelé, körömlakk lemosó, valamint az erős oxidálószerektől.



Figyelem: Fulladásveszély. Ezt és minden más orvostechnikai eszközt gyermekektől távol kell tartani. A termék használata nem ajánlott beteg vagy sérült szemén. Ha szemirritációt, szokatlan látászavart vagy fájdalmat tapasztal, forduljon szemorvoshoz.



Figyelem: Bár a termék allergizáló hatására vonatkozó bizonyítékok nem állnak rendelkezésre, a termék száraz természetes gumit tartalmaz. Nem tartalmaz folyékony latexet, mely ismert allergén.



NE használja a DMV Ultra / DMV 45 szoftvert látgy vagy hibrid kontaktlencséhez.

Ha az eszközzel kapcsolatban bármilyen súlyos esemény történt, jelentse azt a gyártónak. Ha Ön az EU-ban él, jelentse az esetet azon tagállam és illetékes hatóságának, ahol a tartózkodási helye van.

Ez a termék lehetővé teszi a kontaktlencse viselőinek, hogy a kívánt célnak megfelelően helyezték be és/ vagy távolítsák el kontaktlencséiket. Ezért ez a termék orvostechnikai eszköznek minősül.



Ez a termék orvostechnikai eszköz.



Óvja a közvetlen napsugárzástól.



Ne tárolja az eszközt 105 °C-nál melegebb helyen.



Egy beteg – többszöri használat



Olvassa el a használati útmutatót.
dmvcorp.com



Gyártás időpontja



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands