



DMV Ultra™ / DMV 45™

Għal Lentijiet tal-Kuntatt Ibsin u li Jgħaddi I-Gass Minnhom

Użu Intenzjonat

DMV Ultra u DMV 45 huma t-tnejn iddisinjati għal biex wiehed idañhal u jneħhi lentijiet tal-kuntatt Ibsin u li Jgħaddi I-Gass Minnhom. DMV Ultra għandu jinżamm f'pożizzjoni vertikali u DMV 45 għandu jinżamm f'angolu.

Istruzzjonijiet għall-użu



Qabel ma tużah għall-ewwel darba, naddaf it-tagħmir b'70% isopropyl alcohol u ħallieh jinxef b'mod naturali.

Tneħħija – Xarrab kemxejn it-tazza tal-ġbid tal-arja ta' DMV Ultra / DMV 45 u mexxiha lejn l-għajn. Kun żgur li l-lenti tal-kuntatt hija ċċentrata fuq l-għajn. Allinja t-tazza tal-ġbid tal-arja quddiem il-lenti u missha maċċentru tal-lenti billi tuża mera. Aqja l-lenti tal-kuntatt direttament mill-għajn. Wara li tneħħiha, għaddi l-lenti tal-kuntatt b'attenzjoni minn mal-ġenb minn ġot-tazza tal-ġbid tal-arja.

Inserzjoni – Poġġi l-lenti tal-kuntatt imxarba fuq il-hofra żgħira u mhux profonda fit-tarf dejjaq tal-manku. Il-lenti mxarba se teħel f'din il-pożizzjoni. Miss il-lenti mal-għajn.

Segwi l-istruzzjonijiet tal-fitter tal-lenti tal-kuntatt tiegħek/tal-professjonista tal-kura tal-għajnejn tiegħek.

Tindif

Kull darba wara li tuża DMV Ultra / DMV 45 naddfu b'70% isopropyl alcohol u ħallieh jinxef b'mod naturali. Ahżen it-tagħmir fil-kaxxa tiegħu wara li jinxef. Ippjana li tissostitwixxieh darba kull sitt xhur.



Prekawzjoni: Jekk it-tagħmir jehel aċċidentalment mal-għajn, mexxieh lejn ir-rokna tal-għajn u neħħieh billi ddawwar.



Attenzjoni: Jekk jogħġbok żomm dan il-prodott 'il bogħod mil-likwidi bħal krema tal-idejn, ġells tax-xagħar, likwidu għat-tneħħija tal-vernici tad-dwiefer u sustanzi ossidanti qawwijin.



Attenzjoni: Periklu ta' fgar. Żomm dan u l-apparati mediċi kollha 'l bogħod minn tfaż żgħar.

Dan il-prodott mhux rakkomandat biex jintuża ma'

għajnejn li għandhom xi mard jew ħsara. Jekk tesperjenza irritazzjoni fl-għajnejn, indeboliment jew uġiġħ fil-vista mhux tas-soltu, ikkonsulta lill-professjonista tal-kura tal-għajnejn tiegħek.



Attenzjoni: Għalkemm m'hemm l-ebda evidenza ta' problemi ta' allergija b'dan il-prodott, **fiħ gomma naturali xotta. Ma fiħ latex likwidu, allergen magħruf.**



TUŻAX DMV Ultra / DMV 45 għal lentijiet tal-kuntatt ROTOB jew Ibridi.

Jekk kellek kwalunkwe inċident serju b'rabta ma' dan it-tagħmir, irrappurtah lill-manifattur. Jekk inti residenti fl-UE, irrapporta l-inċident lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li inti stabbilit fiħ.

Dan il-prodott jippermetti lil persuni li jilbsu l-lentijiet tal-kuntatt biex idañhlu u/jew ineħhu l-lentijiet tal-kuntatt tagħhom sabiex jużawhom skont l-iskop intenzjonat. Għalhekk dan il-prodott huwa meqjus li huwa apparat mediku.



Dan il-prodott huwa apparat mediku



Ipproteġi mix-xemx diretta



Taħzinx f'temperatura oghla minn 105° C/220°F



Pazjent wiehed - użu multiplu



Aqra l-Istruzzjonijiet għall-Użu dmvcorp.com



Data tal-Manifattura



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands