



DMV Ultra™ / DMV 45™

Cietajām un gāzi caurlaidīgajām kontaktlēcām

Paredzētā izmantošana

DMV Ultra un DMV 45 ir paredzēti cieto un gāzi caurlaidīgo kontaktlēcņu ielikšanai un izņemšanai. DMV Ultra jātur vertikāli, bet DMV 45 ir jātur noliekts leņķī.

Lietošanas instrukcija



Pirms pirmās lietošanas reizes notīriet ierīci ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tai dabiskā veidā nožūt.

Izņemšana – Samitriniet DMV Ultra / DMV 45 piesūcekņa kausiņu un virziet to acī. Pārliecinieties, ka kontaktlēca atrodas acs centrā. Skatoties spoguļī, novietojiet piesūcekņa kausiņu pretī lēcai un pieskarieties ar to lēcas centram. Izņemiet kontaktlēcu no acs. Pēc izņemšanas uzmanīgi noslidiniet kontaktlēcu uz sāniem no piesūcekņa kausiņa.

Ielikšana – Uzlieciet mitro kontaktlēcu uz sekla padziļinājuma kātiņa šaurākajā galā. Mitrā lēca pielips šajā pozīcijā. Ar lēcu pieskarieties acij.

Ievērojiet optometrista/acs aprūpes speciālista norādījumus.

Tīrīšana

Pēc katras DMV Ultra / DMV 45 izmantošanas reizes notīriet to ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tam dabiskā veidā nožūt. Pēc nožāvēšanas uzglabājiet ierīci futrālī. Iepļānoņiet tās nomaļņu reizi sešos mēnešos.



Uzmanību! Ja ierīce nejauši pieltīp acij, bīdīet to uz acs kaktiņu un ar pagrieziena kustību izņemiet to.



Brīdinājums. Lūdzu, neuzglabājiet šo izstrādājumu tuvumā tādiem šķidrumiem kā roku krēms, matu geli, nagu lakas noņēmējs uz spēcīgi oksidētāji.



Brīdinājums. Aizrīšanās risks. Uzglabājiet šo un visas citas medicīniskās ierīces maziem bērniem nepieejamā vietā. Šo izstrādājumu nav ieteicams lietot bojātās vai traumētās acīs. Ja Jums rodas acs kairinājums, neparasti redzes traucējumi vai sāpes, konsultējieties ar acs aprūpes speciālistu.



Brīdinājums. Lietojot šo izstrādājumu nav ziņots par alergijām, **tas nesatur sausu dabisko kaučuku. Tas nesatur šķidro lateksu**, kas ir zināms alergēns.



NELIETOJIET DMV Ultra / DMV 45 MĪKSTAJĀM vai hibrīda kontaktlēcām.

Ja Jums rodas jebkāds nopietns negadījums, kas saistīts ar šīs ierīces lietošanu, ziņojiet par to ražotājam. Ja Jūs dzīvojat ES, par negadījumu ziņojiet tās Dalībvalsts atbildīgajai iestādei, kurā Jūs pastāvīgi uzturaties.

Izmantojot šo izstrādājumu, kontaktlēcu nēsātāji var ievietot un/vai izņemt kontaktlēcas, lai varētu tās lietot atbilstoši paredzētajam mērķim. Tāpēc šis izstrādājums ir uzskatāms par medicīnisku ierīci.



Šis izstrādājums ir medicīniska ierīce



Sargāt no tiešas saules gaismas



Uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz 105°C/220°F



Vienam pacientam – atkārtotai lietošanai



Skatīt lietošanas instrukciju dmvcorp.com



Ražošanas datums



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague; The Netherlands