



DMV Ultra™ / DMV 45™

## Za tvrde i plinopropusne kontaktne leće

### Namjena

DMV Ultra i DMV 45 namijenjeni su za umetanje i uklanjanje tvrdih i plinopropusnih kontaktnih leća. DMV Ultra je potrebno držati okomito a DMV 45 pod kutom od približno 45 stupnjeva.

### Upute za uporabu



Prije prvog korištenja očistite pomagalo 70 %-tnim izopropilnim alkoholom i ostavite da se osuši.

**Uklanjanje** – Navlažite sukcijisku čašicu pomagala DMV Ultra / DMV 45 i prinesite ga k oku. Provjerite da je kontaktna leća u oku smještena centralno. Pomoću ogledala postavite sukcijisku čašicu paralelno s prednjom stranom leće i njome dotaknite središte leće. Odvojite kontaktnu leću izravno iz oka. Nakon uklanjanja, kontaktnu leću pažljivo skinite sa sukcijiske čašice kliznim pokretom u stranu.

**Umetanje** – Postavite navlaženu kontaktnu leću na plitku udubinu na užem kraju ručke. Vlažna leća će se priljubiti na tom mjestu. Umetnite leću tako da lećom dotaknete oko.

Slijedite upute svoga optičara/oftalmologa.

### Čišćenje

Svakiput nakon uporabe pomagalo DMV Ultra /DMV 45 očistite 70 %-tnim izopropilnim alkoholom i ostavite ga da se osuši. Nakon sušenja pomagalo spremite u njegovu kutiju. Planirajte ga zamijeniti svakih šest mjeseci.



**Mjere opreza:** Ako se pomagalo slučajno zalijepi za oko, kliznite njime prema uglu oka i odvojite ga zakretanjem.



**Oprez:** Ovaj proizvod nemojte držati u blizini tekućina kao što su krema za ruke, gel za kosu, sredstvo za uklanjanje laka za nokte i jako oksidirajućih sredstava.



**Oprez: Opasnost od gušenja.** Držite ovo pomagalo i sve druge medicinske naprave izvan dosega male djece. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu kod bolesnih ili ozlijeđenih očiju. Ako iskusite nadražaj oka, neuobičajeno oslabljen vid ili bol, obratite se oftalmologu..



**Oprez:** Premda s primjenom ovog proizvoda nisu zabilježene alergije, **proizvod sadrži suhu prirodnu gumu. Ne sadrži poznati alergen tekući lateks.**



**DMV Ultra / DMV 45 NEMOJTE upotrebljavati za MEKE ili hibridne kontaktne leće.**

Ako Vam se svezi primjene ovog proizvoda dogodi ikakav ozbiljni događaj, prijavite to proizvođaču. Ako živite u EU događaj prijavite kompetentnim tijelima u zemlji članici u kojoj ste nastanjeni.

Ovaj proizvod omogućuje nosiocima kontaktnih leća umetanje i uklanjanje kontaktnih leća tako da se upotrebljava u skladu s namjenom. Stoga se ovaj proizvod smatra medicinskim proizvodom.



Ovo je medicinski proizvod.



Zaštićeno od izravnog sunčevog svjetla



Ne čuvati na temperaturi iznad 105 °C/220°F



Za jednog pacijenta - višekratna uporaba



Pročitajte upute za uporabu [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Datum proizvodnje



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands