



## DMV Vented Scleral Cup™

### Pre hybridné a sklerálne kontaktné šošovky

#### Účel použitia

DMV Vented Scleral Cup je navrhnutý na vkladanie hybridných a sklerálnych kontaktných šošoviek.

#### Návod na použitie



Pred prvým použitím očistite pomôcku 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu.

Vkladanie – Cez pomôcku vedie vzduchový kanál, ktorý znemožňuje satie. To umožňuje vloženie kontaktnej šošovky do oka bez príľnutia k pomôcku.

Držte pomôcku vo vertikálnej polohe a položte kontaktnú šošovku na prísavku. Pri vkladaní hybridných alebo sklerálnych šošoviek zaistite, že ste šošovku naplnili schváleným roztokom. Pred zrkadlom opatrne zdvihnite pomôcku k otvorenému oku a šošovkou sa dotknite oka.

Postupujte podľa pokynov vášho poskytovateľa kontaktných šošoviek/očného špecialistu.

#### Čistenie

Zakaždým po použití pomôcky DMV Vented Scleral Cup ju vyčistite 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu. Po uschnutí uchovávajte pomôcku v jej puzdre. **Vzduchový kanál uchovávajte bez prítomných zvyškov.** Vymieňajte ju každých šesť mesiacov.



**Opatrenie:** Ak nechcete aplikujete pomôcku na povrch oka, jednoducho ju odoberte, pretože nedochádza k prisatiu. Vyhnite sa posúvaniu pomôcky po povrchu oka.



**Upozornenie:** Uchovávajte tento produkt v neprítomnosti tekutín ako sú krém na ruky, vlasové gély, odlakovač a silné oxidačné látky.



**Upozornenie: Riziko udusenía.** Uchovávajte túto zdravotnícku pomôcku ako aj všetky ostatné zdravotnícke pomôcky mimo dosahu malých detí. Tento produkt sa neodporúča používať pri ochoreniach alebo poraneniach očí. Ak máte podráždené oči, neobvyklú poruchu videnia alebo bolesť, poraďte sa so svojim očným lekárom.



**Upozornenie:** Aj keď pre tento neexistuje žiadny dôkaz problémov s alergiou, **tento produkt obsahuje suchý prírodný kaučuk. Neobsahuje tekutý latex**, ktorý je známym alergénom.



**NEPOUŽÍVAJTE túto pomôcku na VYBERANIE kontaktných šošoviek.**

Ak sa u vás vyskytol akýkoľvek závažný prípad súvisiaci s touto pomôckou, hláste to výrobcovi. Ak žijete v EÚ, hláste prípad kompetentnému úradu členského štátu, v ktorom sídlite.

Tento produkt umožňuje používateľom kontaktných šošoviek vkladat' a/alebo vyberať ich kontaktné šošovky, aby ich mohli používať podľa ich účelu použitia. Preto sa tento produkt považuje za zdravotnícku pomôcku.



Tento produkt je zdravotnícka pomôcka.



Chráňte pred priamym slnečným žiarením.



Neuchovávajte pri teplote viac ako 105 °C./220 °F



Jeden pacient - Viacnásobné použitie



Prečítajte si návod na použitie.  
dmvcorp.com



Dátum výroby



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague; The Netherlands