



DMV Vented Scleral Cup™

Pro hybridní a sklerální kontaktní čočky

Zamýšlené použití

Nástroj DMV Vented Scleral Cup je konstruován pro nasazování hybridních a sklerálních kontaktních čoček.

Návod k použití



Před prvním použitím očistěte nástroj 70% izopropylalkoholem a nechte na vzduchu uschnout.

Nasazení – Nástrojem prochází vzduchový kanálek, který znemožňuje přisátí. Dovoluje tak umístit kontaktní čočky do oka bez přilnutí k nástroji.

Nástroj držte ve svislé poloze a kontaktní čočku umístěte do přísavky. Při nasazování hybridních či sklerálních čoček zajistěte naplnění čoček schváleným roztokem. Opatrně nástroj zdvihněte k otevřenému oku a zaveďte čočku do oka dotykem pomocí zrcátka.

Postupujte podle pokynů specialisty pro nasazování kontaktních čoček / očního lékaře.

Čištění

Pokaždé po použití nástroje DMV Vented Scleral Cup jej vyčistěte 70% isopropylalkoholem a nechte na vzduchu vyschnout. Po vyschnutí skladujte nástroj v jeho obalu. **Ve vzduchovém kanálku nesmí být nečistoty.** Naplánujte jeho výměnu každých šest měsíců.



Bezpečnostní opatření: Pokud nástroj náhodně použijete na povrch oka, jednoduše jej z oka vyjměte, protože nedochází k žádnému přisávání. Nástroj nesmí po povrchu oka klouzat.



Upozornění: Chraňte tento výrobek před kapalinami, jako jsou krém na ruce, vlasové gely, odstraňovač laku na nehty a silná oxidační činidla.



Upozornění: Nebezpečí udušení. Uchovávejte tento a všechny ostatní zdravotnické prostředky mimo dosah malých dětí. Používání tohoto výrobku u nemocných či poraněných očí se nedoporučuje. Pokud zaznamenáte podráždění oka, neobvyklé zhoršení vidění nebo bolest, obraťte se na svého očního lékaře.



Upozornění: I když u tohoto výrobku nebyly prokázány žádné alergické obtíže, upozorňujeme, že obsahuje suchý přírodní kaučuk. Neobsahuje kapalný latex, což je známý alergen.



Tento nástroj NEPOUŽÍVEJTE K VYJÍMÁNÍ kontaktních čoček.

Pokud by u vás došlo jakékoliv závažné příhodě v souvislosti s tímto nástrojem, ohlaste to výrobci. Pokud máte trvalý pobyt v EU, ohlaste příhodu příslušnému orgánu členského státu, v němž sídlíte.

Tento výrobek umožňuje osobám nosícím kontaktní čočky nasazení a/nebo vyjmutí jejich kontaktních čoček v rámci jejich použití k zamýšlenému účelu. Proto se tento výrobek považuje za zdravotnický prostředek.



Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem



Chraňte před přímým slunečním světlem



Neuchovávejte při teplotě nad 105 °C/220 °F



Jeden pacient – vícenásobné použití



Přečtěte si návod k použití dmvcorp.com



Datum výroby



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands