



DMV Vented Scleral Cup™

Per applicare le lenti ibride e sclerali

Utilizzazione

DMV Vented Scleral Cup è adatto per applicare le lenti ibride e sclerali.

Istruzioni per l'uso



Prima di utilizzare il DMV Vented Scleral Cup per la prima volta, pulirlo con alcool isopropilico al 70% e lasciarlo asciugare all'aria.

INSERIMENTO – Un canale dell'aria attraversa il dispositivo per disattivare l'aspirazione. In questo modo è possibile posizionare una lente a contatto sull'occhio senza attaccarsi al dispositivo. Tenete il dispositivo in posizione verticale e posizionate la lente a contatto nella ventosa. Assicuratevi di riempire la lente a contatto con una soluzione approvata quando si applica lenti ibride o sclerali. Sollevate delicatamente il dispositivo verso l'occhio aperto e applicare la lente con l'aiuto di uno specchio.

Seguire le indicazioni dell'installatore di lenti a contatto / dell'oculista professionale.

Istruzioni per la pulizia

Dopo ogni utilizzo pulire la DMV Vented Scleral Cup con alcool isopropilico al 70% e lasciare asciugare all'aria. **Mantenere il canale dell'aria libero da detriti.** Riporre il dispositivo nella sua custodia dopo l'asciugatura. Sostituire l'applicatore dopo 6 mesi.



Attenzione: Se il prodotto tocca e aderisce accidentalmente alla superficie dell'occhio, sufficiente ritrarlo dall'occhio, poiché non è presente l'aspirazione. Evitare di far scorrere la DMV Vented Scleral Cup sulla superficie dell'occhio.



Attenzione: Tenere la DMV Scleral Cup lontano da crema per le mani, gel per capelli, distaccante per smalto e forti sostanze ossidanti



Attenzione: Rischio di soffocamento per i bambini piccoli. Tenere questo e tutti gli altri dispositivi medici lontano dalla portata dei bambini piccoli. Si raccomanda di non utilizzare questo prodotto su occhi malati o feriti. Per irritazione agli occhi, problemi di vista insoliti o dolore, contattare il proprio specialista di lenti a contatto o oculista.



Attenzione: Nonostante non ci siano indicazioni di allergie, la DMV Corporation avvisa che questo **prodotto è realizzato in gomma naturale secca. Il materiale non contiene lattice liquido** noto come allergene.



Non utilizzare questo prodotto per rimuovere le lenti a contatto.

Se si è verificato un incidente grave in relazione a questo dispositivo, segnalarlo al produttore. Se risiedi nell'UE, segnala l'incidente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedi.

Questo prodotto consente ai portatori di lenti a contatto di inserire e / o rimuovere le lenti a contatto per utilizzarle secondo lo scopo previsto. Pertanto è considerato un dispositivo medico.



Dispositivo medico



Proteggere dal sole diretto



Non conservare a temperatura superiore a 105 ° C / 220 ° F



Singolo paziente – uso multiplo



Seguire le istruzioni per l'uso
dmvcorp.com



Data di produzione



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands