



## DMV Vented Scleral Cup™

### Til hybrid- og sklerale kontaktlinser

DMV Vented Scleral Cup er beregnet til isætning af hybrid- og sklerale kontaktlinser.

#### Brugsanvisning



Før enheden anvendes første gang, renses den med 70 % isopropylalkohol med efterfølgende lufttørring.

Isætning – Der løber en luftkanal gennem enheden til deaktivering af sugning. Dette muliggør, at en kontaktlinse kan anbringes på øjet uden at klæbe til enheden.

Hold enheden i en lodret position, og anbring kontaktlinsen i sugeskoppen. Sørg for at fylde linsen med godkendt opløsning ved isætning af hybrid- eller sklerale linser. Løft forsigtigt enheden op til det åbne øje, og lad linsen berøre øjet ved brug af et spejl.

Følg anvisningen fra din kontaktlinsetilpasser/øjensplejerson.

#### Rensning

DMV Vented Scleral Cup skal hver gang efter brug renses med 70 % isopropylalkohol og efterfølgende lufttørres. Enheden opbevares i dens pakning efter tørring. **Hold luftkanalen fri for materiale.** Planlæg at udskifte den hver 6. måned.



**Forsigtighedsforanstaltning:** Hvis du utilsigtet anbringer enheden på øjet, kan den blot fjernes fra øjet, da der ingen sugning er. Undgå at lade enheden glide over øjets overflade.



**Forsigtig:** Produktet må ikke opbevares sammen med væsker, såsom håndcreme, hårgeler, neglelaktjerner og kraftige oxideringsmidler.



**Forsigtig: Kvælningsfare.** Denne og alle andre medicinske enheder skal opbevares utilgængeligt for små børn. Dette produkt bør ikke anvendes ved sygdom eller skade i øjet. Hvis du får et irriteret øje, en usædvanlig synsforringelse eller smerter, skal du konsultere din øjenplejerson.



**Forsigtig:** Der er ingen evidens for allergiproblemer med dette produkt, omend det indeholder tørt naturgummi. Det indeholder ikke flydende latex, som er et kendt allergen.



**BRUG IKKE denne enhed TIL UDTAGNING af kontaktlinser.**

Hvis du har oplevet en alvorlig hændelse, der er forbundet med denne enhed, skal du indberette den til producenten. Hvis du bor i EU, skal du indberette hændelsen til den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor du befinder dig.

Dette produkt gør kontaktlinsebrugere i stand til at isætte og/eller udtage deres kontaktlinser, så de kan bruges i henhold til det påtænkte formål. Dette produkt anses derfor for at være et medicinsk udstyr.



Dette produkt er et medicinsk udstyr



Beskyttes mod direkte sol



Må ikke opbevares ved temperaturer over 105 °C/220 °F



Til enkelt patient - flergangsbrug



Læs brugsanvisningen  
dmvcorp.com



Fremstillingsdato



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands