



DMV Vented Scleral Cup™

Hibrīda un sklēras kontaktlēcām

Paredzētā izmantošana

DMV Vented Scleral Cup ir paredzēts hibrīda un sklēras kontaktlēcū ielikšanai.

Lietošanas instrukcija



Pirms pirmās lietošanas reizes notīriet ierīci ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tai dabiskā veidā nožūt.

Ielikšana –Ierīces centrā ir gaisa kanāls, kas nodrošina piesūkšanos. Tādējādi kontaktlēcū iespējams ievietot acī un tā nepielīp ierīcei. Turiet ierīci vertikālā stāvoklī un uzlieciet kontaktlēcū uz piesūcekņa kausiņa. Ievietojot hibrīda vai sklēras lēcas, neaizmirstiet uzpildīt lēcas ar apstiprinātu šķīdumu. Skatieties spoguļī, uzmanīgi paceliet ierīci līdz atvērtajai acij un ar lēcū pieskarieties acij.

Ievērojiet optometrista/acs aprūpes speciālista norādījumus.

Tīrīšana

Pēc katras DMV Vented Scleral Cup izmantošanas reizes notīriet to ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tam dabiskā veidā nožūt. Pēc nožāvēšanas uzglabājiet ierīci futrālī. **Nodrošiniet, lai gaisa kanālā nesakrātos netīrumi.** Ieplānojiet tās nomaņu reizi sešos mēnešos.



Uzmanību! Ja ierīce nejauši saskaras ar acs virsmu, vienkārši noņemiet to no acs, jo tā nepiesūcās virsmai. Izvairoties no ierīces bīdīšanas pa acs virsmu.



Brīdinājums. Lūdzu, neuzglabājiet šo izstrādājumu tuvumā tādiem šķīdumiem kā roku krēms, matu geli, nagu lakas noņēmējs uz spēcīgi oksidētāji.



Brīdinājums. Aizrīšanās risks. Uzglabājiet šo un visas citas medicīniskās ierīces maziem bērniem nepieejamā vietā. Šo izstrādājumu nav ieteicams lietot bojātās vai traumētās acīs. Ja Jums rodas acs kairinājums, neparasti redzes traucējumi vai sāpes, konsultējieties ar acs aprūpes speciālistu.



Brīdinājums. Lietojot šo izstrādājumu nav ziņots par alerģijām, **tas nesatur sausu dabisko kaučuku. Tas nesatur šķidro lateksu,** kas ir zināms alergēns.



NELIETOJIET šo ierīci kontaktlēcū IZŅEMŠANAI.

Ja Jums rodas jebkāds nopietns negadījums, kas saistīts ar šīs ierīces lietošanu, ziņojiet par to ražotājam. Ja Jūs dzīvojat ES, par negadījumu ziņojiet tās Dalībvalsts atbildīgajai iestādei, kurā Jūs pastāvīgi uzturaties.

Izmantojot šo izstrādājumu, kontaktlēcū nēsātāji var ievietot un/vai izņemt kontaktlēcas, lai varētu tās lietot atbilstoši paredzētajam mērķim. Tāpēc šis izstrādājums ir uzskatāms par medicīnisku ierīci.



Šis izstrādājums ir medicīniska ierīce



Sargāt no tiešas saules gaismas



Uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz 105°C/220°F



Vienam pacientam – atkārtotai lietošanai



Skatīt lietošanas instrukciju dmvcorp.com



Ražošanas datums



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague; The Netherlands