



DMV Vented Scleral Cup™

För hybridkontaktlinser och sklerala kontaktlinser

Avsedd användning

DMV Vented Scleral Cup är utformad för att sätta in hybridkontaktlinser och sklerala kontaktlinser.

Bruksanvisning



Rengör produkten med 70 % isopropylalkohol och låt lufttorka innan du använder den första gången.

INSÄTTNING – En luftkanal löper genom produkten för att inaktivera sugfunktionen. Detta innebär att kontaktlinsen kan placeras på ögat utan att fastna på produkten.

Håll produkten vertikalt och placera kontaktlinsen på sugroppen. Fyll linsen med godkänd lösning vid insättning av hybridkontaktlinser eller sklerala linser. För försiktigt produkten mot det öppna ögat och låt linsen vidröra ögat med hjälp av en spegel.

Följ anvisningarna från din optiker.

Rengöring

Rengör DMV Vented Scleral Cup med 70 % med isopropylalkohol efter varje användning och låt lufttorka. Förvara produkten i fodralet efter torkning. **Håll luftkanalen fri från föroreningar.** Byt ut den var sjätte månad.



Försiktighetsåtgärd: Om du av misstag applicerar produkten på ögats yta, dra bara bort den eftersom den inte har någon sugfunktion. För inte produkten över ögats yta.



Varning: Låt inte produkten komma i kontakt med vätskor som handkräm, hårgel, nagellackborttagningsmedel och kraftigt oxiderande ämnen.



Varning: Kvavningsrisk. Förvara denna och andra medicintekniska produkter utom synhåll för barn. Denna produkt rekommenderas inte vid ögonsjukdom eller skadade ögon. Om du får ögonirritation, ovanlig synnedsättning eller smärta, kontakta optiker.



Varning: Det finns inga bevis för allergiska problem med produkten. **Den innehåller torr naturgummi. Den innehåller inte flytande latex, en känd allergen.**



Använd INTE produkten FÖR ATT TA UT kontaktlinser.

Om en allvarig incident har uppkommit i samband med produkten, rapportera det till tillverkaren. Om du bor i ett EU-land, rapportera händelsen till behörig myndighet i det medlemsland där du bor.

Denna produkt gör det möjligt för kontaktlinsebärare att sätta in och/eller ta ut kontaktlinser för att använda dem enligt avsedd användning. Således anses denna produkt vara en medicinteknisk produkt.



Denna produkt en medicinteknisk produkt.



Förvaras vid högst 105 °C / 220 °F



Skyddas mot direkt solljus



En patient – flera användningar



Läs bruksanvisningen
dmvcorp.com



Tillverkningsdatum



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands