



DMV Vented Scleral Cup™

Za hibridne in skleralne kontaktne leče

Predvidena uporaba

Pripomoček DMV Vented Scleral Cup je izdelan za vstavljanje hibridnih in skleralnih kontaktnih leč.

Navodila za uporabo



Pred prvo uporabo pripomoček očistite s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom in počakajte, da se posuši na zraku.

Vstavljanje – Skozi pripomoček je speljan zračni kanal, ki omogoča prekinitve sesanja. Zaradi tega je kontaktno lečo mogoče namestiti v oko, ne da bi se ta sprijela s pripomočkom. Držite pripomoček v navpičnem položaju in namestite kontaktno lečo v prisesek. Pri vstavljanju hibridnih ali skleralnih leč morajo biti leče napolnjene z odobreno tekočino. Previdno dvignite pripomoček k odprtemu očesu in se z lečo dotaknite očesa; pri tem si pomagajte z ogledalom.

Ravnajte se po navodilih svojega predpisovalca kontaktnih leč/strokovnjaka za očesno nego.

Čiščenje

Po vsaki uporabi pripomoček DMV Vented Scleral Cup očistite s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom in pustite, da se posuši na zraku. Ko se pripomoček posuši, ga shranite v njegov etui. **Pazite, da v zračnem kanalu ne bo delcev.** Načrtujte zamenjavo pripomočka vsakih šest mesecev.



Previdnostni ukrep: Če pripomoček nenamerno namestite na površino očesa, ga preprosto povlecite stran od očesa, saj ni prisotna sesalna sila. S pripomočkom ne smete drseti po površini očesa.



Opozorilo: Ta pripomoček ne sme priti v stik s snovmi, kot so kreme za roke, geli za lase, odstranjevalci laka in močni oksidanti.



Opozorilo: Nevarnost zadužitve. Ta pripomoček in vse druge medicinske pripomočke shranjujte zunaj dosega majhnih otrok. Ta izdelek se ne priporoča za uporabo pri bolnih ali poškodovanih očeh. Če se pri vas pojavi draženje oči, neobičajna okvara vida ali bolečina, se posvetujte s svojim strokovnjakom za nego oči.



Opozorilo: Čeprav ni dokazov za težave z alergijami v povezavi s tem izdelkom, je treba upoštevati, **da vsebuje suho naravno gumo. Ne vsebuje tekočega lateksa**, ki je znan alergen.



Tega pripomočka NE UPORABLJAJTE za ODSTRANJEVANJE kontaktnih leč.

Če pride do kakršnega koli resnega neželenega dogodka v povezavi s tem pripomočkom, vas prosimo, da o tem poročate proizvajalcu. Če prebivate v EU, o neželenem dogodku poročajte pristojnemu organu države članice, v kateri imate stalno prebivališče.

Ta izdelek uporabnikom kontaktnih leč omogoča vstavljanje in/ali odstranjevanje kontaktnih leč, da jih lahko uporabljajo skladno s predvidenim namenom. Zato ta izdelek velja za medicinski pripomoček.



Ta izdelek je medicinski pripomoček.



Shranjujte pri temperaturi do 105 °C/220 °F



Preberite navodila za uporabo.
dmvcorp.com



Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.



Za enega bolnika - za večkratno uporabo



Datum proizvodnje



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague; The Netherlands