



DMV Vented Scleral Cup™

Hübridsete ja skleraalse kontaktläätsede jaoks

Sihtotstarve

DMV Vented Scleral Cup on mõeldud hübridsete ja skleraalse kontaktläätsede paigaldamiseks.

Kasutusjuhend



Enne esmakordselt kasutamist puhastage seadet 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada.

Paigaldamine – Vaakumi tühistamiseks on seadmel õhukanal. See võimaldab kontaktläätsede silma paigaldamist, ilma et see seadme külge kinnituks. Hoidke seadet vertikaalses asendis ja asetage kontaktlääts iminapale. Hübridsete või skleraalse kontaktläätsede paigaldamisel veenduge, et kontaktlääts oleks täidetud sobiva lahusega. Viige seade ettevaatlikult avatud silma juurde ja asetage kontaktlääts peegli abil silma.

Järgige teile kontaktläätsed paigaldanud isiku / silmaarsti juhiseid.

Puhastamine

Iga kord pärast seadme DMV Vented Scleral Cup kasutamist puhastage seda 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada. Pärast kuivatamist hoidke seadet selle karpis. **Hoidke õhukanal prügivaba.** Võtke plaani seade iga kuue kuu tagant välja vahetada.



Ettevaatusabinõud: Kui seade satub kogemata silma pinnale, eemaldage see lihtsalt silmast, kuna vaakumit ei ole. Vältige seadme libistamist üle silma pinna.



Hoiatus: Vältige seadme kokkupuudet vedelikega, nagu kätekreemid, juuksegeelid, küünelakkeemaldid ja tugevalt oksüdeerivad ained.



Hoiatus: Lämpumisohu. Hoidke seda ja kõiki muid meditsiiniseadmeid väikelastest eemal. Seda seadet ei soovitata kasutada, kui silmad on haiged või vigastatud. Kui teil tekib silmaärritus, ebaharilik nägemishäire või valu, pidage nõu oma silmaarstiga.



Hoiatus: Ehkki puuduvad tõendid selle seadmega seotud allergiaprobleemide kohta, sisaldab **see siiski kuiva looduslikku kummit. See ei sisalda vedelat lateksit**, mis on tuntud allergeen.



ÄRGE KASUTAGE seda seadet kontaktläätsede eemaldamiseks.

Kui teil on selle seadmega seoses juhtunud mõni tõsine vahejuhtum, teatage sellest tootjale. Kui elate ELis, teatage juhtumist selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus olete asutatud.

Selle seadmega saavad kontaktläätsede kandjad paigaldada ja/või eemaldada kontaktläätsi nende sihtotstarbelise kasutamise eesmärgil. Seetõttu loetakse seda seadet meditsiiniseadmeiks.



See seade on meditsiiniseade



Hoida otsese päikesevalguse eest



Hoida temperatuuril kuni
105°C / 220°F



Ühele patsiendile – mitmekordseks kasutamiseks



Loe kasutusjuhendit
dmvcorp.com



Tootmiskuupäev



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands