



# DMV Vented Scleral Cup™

## Für Hybrid und Sklerallinsen

### Verwendungszweck

DMV Vented Scleral Cup eignet sich zum Einsetzen von Hybrid und Sklerallinsen

### Gebrauchsanweisung



Reinigen Sie den DMV Vented Scleral Cup vor dem ersten Gebrauch mit 70% Isopropyl-Alkohol und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

**AUFSETZEN** – Ein kleiner Luftkanal verläuft durch das Hilfsmittel, um ein Ansaugen zu verhindern. Dadurch kann eine Kontaktlinse auf das Auge gesetzt werden, ohne am DMV Vented Scleral Cup zu haften.

Halten Sie das Hilfsmittel in vertikaler Position und setzen Sie die Kontaktlinse in den Saugfläche. Füllen Sie die Linse unbedingt mit einer zugelassenen Lösung, wenn Sie Hybrid- oder Sklerallinsen einsetzen.

Führen Sie das Gerät vorsichtig an das offene Auge und berühren Sie das Auge mit der Kontaktlinse während Sie sich in einem Spiegel beobachten.

Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Kontaktlinsenspezialisten oder Augenarztes.

### Reinigung

Reinigen Sie den DMV Vented Scleral Cup Sauger nach jedem Gebrauch mit 70% Isopropyl-Alkohol und lassen Sie ihn an der Luft trocknen. Bewahren sie ihn seinem Behälter auf. **Halten Sie den Luftkanal frei von Ablagerungen.** Planen Sie einen Austausch nach 6 Monaten.



**Vorsichtsmassnahme:** Wenn Sie versehentlich die Einsetzhilfe auf die Oberfläche des Auges setzen, führen Sie ihn lediglich langsam wieder vom Auge weg, da der DMV Vented Scleral Cup keine Saugwirkung hat. Vermeiden Sie den DMV Vented Scleral Cup auf der Augenoberfläche zu schieben.



**Achtung:** Halten Sie dieses Produkt fern von Handcreme, Haargel, Nagellack-Entferner und stark oxidierenden Mitteln.



**Achtung:** Erstickungsgefahr! Halten Sie dieses und alle anderen Medizinprodukte von kleinen Kindern fern. Es wird nicht empfohlen, dieses Produkt bei erkrankten oder verletzten Augen zu verwenden. Wenn Sie ein gerötetes Auge haben oder ungewöhnlich schlecht sehen oder Schmerzen haben, suchen Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten oder Augenarzt auf.



**Achtung:** Obwohl kein Hinweis auf Allergien vorliegt, macht DMV Corporation darauf aufmerksam, dass dieses **Produkt aus trockenem Naturkautschuk gefertigt** wird. Das **Material enthält jedoch kein flüssiges Latex**, das als Allergen bekannt ist.



**Verwenden Sie dieses Produkt NICHT zum Absetzen von Kontaktlinsen.**

Für den Fall, dass Sie einen ernsten Vorfall in Verbindung mit diesem Produkt erleben, melden Sie dies dem Hersteller. Falls Sie in der EU wohnen, melden Sie den Vorfall, der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaates.

Mit diesem Produkt können Kontaktlinsenträger ihre Kontaktlinsen einsetzen und/oder entfernen, um sie entsprechend ihrem Verwendungszweck zu benutzen. Deshalb wird es als Medizinprodukt betrachtet.



Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt



Vor direkter Sonne schützen



Nicht über 105° C / 220° F aufbewahren



Einzelner Patient - mehrfach anwendbar



Gebrauchsanweisung beachten  
dmvcorp.com



Herstellungsdatum



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands