



Remover end



Inserter end

DMV Versa™

Poistolaite/asetin skleraalisille piilolaseille

Käyttötarkoitus

Käyttötarkoitus

DMV Versa on suunniteltu skleraalisten piilolinssien asettamiseen ja poistamiseen.

Käyttöohjeet



Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla ja anna ilmkuivua.

Poistaminen – Kostuta DMV Versa -laitteen imukuppi (pienempi pää) keittosuolaliuoksella, ohjaa se silmään ja aseta skleraalisen piilolinssin eteen, linssin reunan lähelle. Vedä linssiä hitaasti pois silmästä. Tämä toimenpide saa linssin irtoamaan silmästä, jolloin sen saa helposti poistettua. Poistettuasi piilolinssin liu'uta se pois imukupista varovasti sivusuunnassa.

Asettaminen – Aseta märkä skleraalin linssi Versa-laitteen isompaan päähän, johon se tarttuu löyhästi. Pidä silmäluomia auki toisella kädellä ja aseta skleraalin piilolinssi silmään. Kun linssi on tarttunut silmään, vedä DMV Versa pois. Kupissa olevat tukiruoteet on tarkoitettu pitämään linssiä koholla siten, ettei se tartu kiinni Versa-laitteeseen. Käytä peiliä apuna.

Noudata piilolinssiopikoltasi saamiasi ohjeita.

Puhdistus

Puhdista laite jokaisen käyttökerran jälkeen 70-prosenttisellä isopropyylialkoholilla ja anna sen ilmkuivua. Kun laite on kuivunut, säilytä sitä kotelossaan. Vaihda se uuteen kuuden kuukauden välein.



Huomioitavaa: Jos DMV Versa jää tahattomasti pienemmästä päästään (imukupista) kiinni silmään, liu'uta se silmäkulmaan ja poista kääntämällä. Jos DMV Versa jää tahattomasti suuremmasta päästään (tukitynnystä) kiinni silmään, sen saa vetää pois silmästä, koska tyynypäässä ei ole imua.



Huomio: Älä päästä tätä tuotetta kosketuksiin erilaisten nesteiden, kuten käsivoiteiden, hiusgealien, kynsilakan poistoaineiden ja voimakkaasti hapettavien aineiden kanssa.



Huomio: Tukehtumisvaara. Pidä tämä laite ja muut lääkinnälliset laitteet pois pienten lasten ulottuvilta. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi silmiin, joissa on jokin sairaus tai vamma. Jos havaitset silmissäsi ärsytystä, epätavallista näön heikkenemistä tai kipua, ota yhteys optikkoon tai silmälääkäriin.



Huomio: Vaikka tämän tuotteen käytön yhteydessä ei ole todettu allergioita, **se sisältää kuitenkin kuivaa luonnonkumia. Se ei sisällä nestemäistä lateksia**, joka on tunnettu allergeeni.



DMV Versa-laitetta EI SAA käyttää PEHMEIDEN tai hybridilinssien poistamiseen.

Jos tämän laitteen käytössä on ilmennyt jokin vakava tapahtuma, ilmoita siitä valmistajalle. Jos asut jossakin EU:hun kuuluvassa maassa, ilmoita tapahtumasta asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tämän tuotteen avulla piilolinssien käyttäjät voivat asettaa ja/tai poistaa piilolinssit siten, että he voivat käyttää linssensä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Tämän vuoksi tuote kuuluu lääkinnällisiin laitteisiin.



Tämä tuote on lääkinnällinen laite



Pidä poissa suorasta auringonvalosta



Ei saa säilyttää yli 105 °C:n lämpötilassa.



Henkilökohtainen - kestävä käyttöinen



Lue käyttöohjeet
dmvcorp.com



Valmistuspäivämäärä.



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands