



Remover end



Inserter end

DMV Versa™

Odstraňovač/zavaděč pro sklerální kontaktní čočky

Zamýšlené použití

Nástroj DMV Versa je konstruován pro nasazování sklerálních kontaktních čoček.

Návod k použití



Před prvním použitím očistěte nástroj 70% izopropylalkoholem a nechte na vzduchu uschnout.

Vyjmutí – Přisavku (menší konec) nástroje DMV Versa navlhčete fyziologickým roztokem, zaveďte ji do oka a umístěte na přední stranu sklerální kontaktní čočky v blízkosti okraje. Čočku pomalu vytahujte z oka. Touto činností uvolníte přilnavost čoček a čočka se z oka uvolní. Po vyjmutí opatrně odsuňte kontaktní čočku stranou mimo přísavku

Nasazení – Na velký konec nástroje Versa, kde čočka snadno přilne, umístěte vlhkou sklerální čočku.

Oční víčka držte otevřená druhou rukou a sklerální kontaktní čočku umístěte do oka. Jakmile čočka k oku přilne, nástroj DMV Versa odstraňte. Žebra na přísavce jsou navržena k tomu, aby zajistila zvýšený povrch pro čočky, na kterém spočívají, a brání čočkám v přilnutí k nástroji Versa. K navádění použijte zrcátko.

Postupujte podle pokynů specialisty pro nasazování kontaktních čoček / očního lékaře.

Čištění

Pokaždé po použití nástroje jej vyčistěte 70% isopropylalkoholem a nechte na vzduchu vyschnout. Po vyschnutí skladujte nástroj v jeho obalu. Naplánujte jeho výměnu každých šest měsíců.



Bezpečnostní opatření: Pokud by náhodně došlo k přilnutí nástroje k oku malým koncem (přisavka), přesuňte jej do koutku oka a vyjměte otočením. Pokud by došlo k náhodnému přilnutí velkého konce (klidová podložka) nástroje DMV Versa, stačí jej vyjmout z oka, protože na tomto konci nedochází k přisávání.



Upozornění: Chraňte tento výrobek před kapalinami, jako jsou krém na ruce, vlasové gely, odstraňovač laku na nehty a silná oxidační činidla.



Upozornění: Nebezpečí udušení. Uchovávejte tento a všechny ostatní zdravotnické prostředky mimo dosah malých dětí. Používání tohoto výrobku u nemocných či poraněných očí se nedoporučuje. Pokud zaznamenáte podráždění oka, neobvyklé zhoršení vidění nebo bolest, obraťte se na svého očního lékaře.



Upozornění: I když u tohoto výrobku nebyly prokázány žádné alergické obtíže, upozorňujeme, že obsahuje suchý přírodní kaučuk. Neobsahuje kapalný latex, což je známý alergen.



NEPOUŽÍVEJTE nástroj DMV Versa k vyjímání MĚKKÝCH nebo hybridních kontaktních čoček.

Pokud by u vás došlo jakékoliv závažné příhodě v souvislosti s tímto nástrojem, ohlaste to výrobci. Pokud máte trvalý pobyt v EU, ohlaste příhodu příslušnému orgánu členského státu, v němž sídlíte.

Tento výrobek umožňuje osobám nosícím kontaktní čočky nasazení a/nebo vyjmutí jejich kontaktních čoček v rámci jejich použití k zamýšlenému účelu. Proto se tento výrobek považuje za zdravotnický prostředek.



Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem



Neuchovávejte při teplotě nad 105 °C/220 °F



Chraňte před přímým slunečním světlem



Jeden pacient – vícenásobné použití



Přečtěte si návod k použití dmvcorp.com



Datum výroby



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands