



Remover end



Inserter end

DMV Versa™

## Skleraalse kontaktläätsede paigaldus-/eemaldusseade

### Sihotstarve

DMV Versa on mõeldud skleraalse kontaktläätsede paigaldamiseks ja eemaldamiseks.

### Kasutusjuhend



Enne esmakordselt kasutamist puhastage seadet 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada.

**Eemaldamine** – Niisutage DMV Versa iminapp (väiksem ots) soolalahusega, viige silma juurde ja asetage skleraalsele kontaktläätsesele, serva lähedale. Eemaldage kontaktlääts aeglase liigutusega silmast. Selle toiminguga lödvendate kontaktläätsse haaret ja see eemaldub silmast. Pärast kontaktlääts eemaldamist libistage see ettevaatlikult külgepidi iminapalt maha.

**Paigaldamine** – Asetage niisutatud skleraalne kontaktlääts Versa laiemale otsale, kuhu kontaktlääts kergelt kinnitub. Hoidke teise käega silmalauge lahti ja asetage skleraalne kontaktlääts silma. Kui kontaktlääts on silmale kinnitunud, eemaldage DMV Versa. Iminapal olevad sooned loovad kontaktläätsesele kõrgema toetuspinna, välistades selle kinnitumist seadmele Versa. Abivahendina kasutage peeglit. Järgige teile kontaktläätsed paigaldanud isiku / silmaarsti juhiseid.

### Puhastamine

Iga kord pärast seadme kasutamist puhastage seda 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada. Pärast kuivatamist hoidke seadet selle karbis. Võtke plaani seade iga kuue kuu tagant välja vahetada.



**Ettevaatusabinõud:** Kui DMV Versa väiksem ots (iminapp) peaks kogemata silma külge kinnituma, libistage seda silmanurga suunas ja eemaldage pöörates. Kui DMV Versa suurem ots (tugialus) peaks kogemata silma külge kinnituma, eemaldage see lihtsalt silmast, kuna selles otsas vaakumit ei ole.



**Hoiatus:** Vältige seadme kokkupuudet vedelikega, nagu kätekreemid, juuksegeelid, küünelakiemaldi ja tugevalt oksüdeerivad ained.



**Hoiatus: Lämpumisoht.** Hoidke seda ja kõiki muid meditsiiniseadmeid väikelastest eemal.

Seda seadet ei soovitata kasutada, kui silmad on haiged või vigastatud. Kui teil tekib silmaärritus, ebaharilik nägemishäire või valu, pidage nõu oma silmaarstiga.



**Hoiatus:** Ehkki puuduvad tõendid selle seadmega seotud allergiaprobleemide kohta, sisaldab see siiski kuiva looduslikku kummit. See ei sisalda vedelat lateksit, mis on tuntud allergeen.



**ÄRGE kasutage seadet DMV Versa PEHMETE ega hübridsete kontaktläätsede eemaldamiseks.**

Kui teil on selle seadmega seoses juhtunud mõni tõsine vahejuhtum, teatage sellest tootjale. Kui elate ELis, teatage juhtumist selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus olete asutatud.

Selle seadmega saavad kontaktläätsede kandjad paigaldada ja/või eemaldada kontaktläätsi nende sihtotstarbelise kasutamise eesmärgil. Seetõttu loetakse seda seadet meditsiiniseadmeks.



See seade on meditsiiniseade



Hoida otsese päikesevalguse eest



Hoida temperatuuril kuni 105 °C/220 °F



Ühele patsiendile – mitmekordseks kasutamiseks



Loe kasutusjuhendit dmvcorp.com



Tootmiskuupäev



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands