



Remover end



Inserter end

## DMV Versa™

### Fjerner/innsetter for sklerale kontaktlinser

#### Avsedd anvndning

DMV Versa er designet for innsetting og fjerning av sklerale kontaktlinser.

#### Bruksanvisning



Enheten skal rengjres med 70 % isopropylalkohol og lufttrkes fr frste gangs bruk.

**FJERNING** – Fukt sugekoppen (den minste enden) av DMV Versa med saltvann, fr den opp til øyet og plasser den p forsiden av den sklerale linsen, nr kanten. Trekk langsomt linsen vekk fra øyet. Denne fremgangsmten vil lsne festet til linsen og linsen vil slippe øyet. Etter fjerning skyves kontaktlinser forsiktig sidelengs av sugekoppen.

**INNSETTING** – Plasser en vt skleral linse p den strste enden av Versa der linsen vil klebe seg lett fast. Hold øyelokkene pne med den andre hnden, og plasser den sklerale kontaktlinser p øyet. Nr linsen har festet seg til øyet, tar du vekk DMV Versa. Ribbene i koppen er designet for å gi en forhyet overflate som linsen hviler p og hindrer linsen i å feste seg til Versa. Bruk et speil for veiledning. Flg anvisningene fra optiker/yelege.

#### Rengjring

Rengjr enheten etter hver bruk med 70 % isopropylalkohol og la den lufttrke. Oppbevar enheten i etuiet etter trking. Planlegg å erstatte den hver sjette mned.



**Forholdsregel:** Hvis DMV Versa ved et uhell festes til øyet med den smaleste enden (sugekoppen), skyver du den til øyekroken og fjerner den ved å vri den. Hvis DMV Versa ved et uhell festes til øyet med den strste enden (hvileputen), kan du bare ta den rett ut av øyet ettersom det ikke er noe sug i denne enden.



**Forsiktig:** Hold dette produktet unna vsker som hndkrem, hrgel, neglelakkfjerner og sterke oksidasjonsmidler.



**Forsiktig: Kvelningsfare.** Oppbevar dette og alt annet medisinsk utstyr utilgjengelig for sm barn. Dette produktet er ikke anbefalt for bruk med sykdom eller skade i øyne. Hvis du opplever irritert øye, uvanlig synshemming eller smerte, ta kontakt med øyelege.



**Forsiktig:** Selv om det ikke er tegn p allergiproblemer med dette produktet, inneholder det trr naturgummi. Det inneholder ikke flytende lateks, et kjnt allergen.



**IKKE bruk DMV Versa til fjerning av MYKE eller hybride kontaktlinser.**

Hvis det har oppsttt en alvorlig hendelse i forbindelse med denne enheten, rapporter det til produsenten. Hvis du bor i EU, rapporter om hendelsen til myndighetene i medlemsstaten der du er etablert.

Dette produktet lar kontaktlinsebrukere sette inn og/eller fjerne kontaktlinser slik at de kan brukes i henhold til tiltenkt forml. Derfor er dette produktet ansett som en medisinsk enhet.



Dette produktet er en medisinsk enhet



Beskyttes fra direkte sollys



Oppbevares ved hyst 105 °C / 220° F



enkeltpasient - flerbruk



Les bruksanvisningen  
dmvcorp.com



Produksjonsdato



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zrich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands