



DMV Versa™

Removedor/Introdutor para lentes de contacto esclerais

Utilização prevista

O DMV Versa foi concebido para introduzir e remover lentes de contacto esclerais.

Instruções de utilização



Antes de utilizar pela primeira vez, limpe o dispositivo com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar.

Remoção – Humedeça a ventosa (extremidade mais pequena) do DMV Versa com soro fisiológico, guie-a até ao olho e coloque-a sobre a frente da lente de contacto escleral, perto do bordo. Lentamente, puxe a lente de contacto para fora do olho. Esta ação irá soltar a aderência da lente e a lente irá libertar-se do olho. Após a remoção, faça deslizar cuidadosa e lateralmente a lente de contacto para fora da ventosa.

Introdução – Coloque uma lente escleral humedecida na extremidade grande do Versa, à qual a lente irá aderir ligeiramente. Mantenha as pálpebras abertas com a outra mão e coloque a lente de contacto escleral no olho. Depois de a lente ter aderido ao olho, retire o DMV Versa. As nervuras na ventosa foram concebidas para proporcionar uma superfície elevada onde a lente assenta e para impedir que a lente fique presa no Versa. Utilize um espelho para se orientar.

Siga as instruções do seu especialista em lentes de contacto/ocular.

Limpeza

De cada vez que utiliza o dispositivo, limpe-o com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar. Depois de estar seco, armazene o dispositivo na respetiva caixa. Planeie a respetiva substituição a cada seis meses.



Precaução: Se o DMV Versa ficar acidentalmente preso no olho com a extremidade pequena (ventosa), faça-o deslizar até ao canto do olho e remova-o com um movimento rotativo. Se o DMV Versa ficar acidentalmente preso no olho com a extremidade grande (zona de assentamento), basta retirá-lo do olho, porque não há sucção nesta extremidade.



Cuidado: Mantenha este produto afastado de líquidos como creme para as mãos, gel para o cabelo, removedor de verniz de unhas e agentes oxidantes fortes..



Cuidado: Perigo de asfixia. Mantenha este e todos os outros dispositivos médicos fora do alcance das crianças pequenas. Não se recomenda a utilização deste produto em caso de doença ou lesão ocular. Em caso de irritação ocular, perturbação involuntar **da vista ou dor**, consulte o seu especialista ocular.



Cuidado: Embora não haja evidências de alergias com este produto, o produto contém borracha natural seca. Não contém látex líquido, que é um alergénio conhecido.



NÃO utilize o DMV Versa para remover lentes de contacto HIDRÓFILAS ou híbridas.

Se lhe tiver ocorrido qualquer incidente grave em relação a este dispositivo, notifique o fabricante. Caso resida na UE, notifique a autoridade competente do Estado-Membro onde vive sobre o incidente. Este produto permite que as pessoas que usam lentes de contacto as introduzam e/ou removam para as utilizarem de acordo com a finalidade prevista. Portanto, considera-se que este produto é um dispositivo médico.



Este produto é um dispositivo médico.



Proteger da luz solar direta.



Não armazenar a uma temperatura superior a 105 °C / 220 °F



Doente único — utilização múltipla



Ler as instruções de utilização.
dmvcorp.com



Data de fabrico



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands