



DMV Versa™



Remover end



Indsætter end

Enhed til udtagning/isætning af sklerale kontaktlinser

Påtaent anvendelse

DMV Versa er beregnet til isætning og udtagning af sklerale kontaktlinser.

Brugsanvisning



Før enheden anvendes første gang, renses den med 70 % isopropylalkohol med efterfølgende lufttørring.

Udtagning – Fugt sugekoppen (den mindste ende) på DMV Versa med saltopløsning, før den til øjet og anbring den på forsiden af den sklerale kontaktlinse tæt på kanten. Træk langsomt linsen væk fra øjet. Dette vil løsne tilklæbningen af linsen, og linsen vil komme fri fra øjet. Efter udtagning glides kontaktlinsen forsigtigt sidelæns fra sugekoppen..

Isætning – Anbring en våd skleral linse på den store ende af Versa, hvor linsen vil klæbe let fast. Hold øjenlågnene åbne med den anden hånd, og anbring den sklerale kontaktlinse på øjet. Når linsen er klæbet til øjet, fjernes DMV Versa. Ribberne i koppen er beregnet til at tilvejebringe en hævet overflade, som linsen kan hvile på og forhindrer, at linsen klæber fast til Versa. Brug et spejl til hjælp.

Følg anvisningen fra din kontaktlinsetilpasser/øjenplejerson.

Rensning

Enheden skal hver gang efter brug renses med 70 % isopropylalkohol og efterfølgende lufttørres. Enheden opbevares i dens pakning efter tørring. Planlæg at udskifte den hver 6. måned.



Forsigtighedsforanstaltning: Hvis DMV Versa utilsigtet blevet anbragt på øjet med den lille ende (sugekoppen), skal den glides til øjenkrogen, og fjernes ved at dreje. If DMV Versa utilsigtet bliver anbragt på øjet med den store ende (støttepude), skal den blot fjernes fra øjet, da der ikke er noget sug i denne ende.



Forsigtig: Produktet må ikke opbevares sammen med væsker, såsom håndcreme, hårgeler, neglelakfjerner og kraftige oxideringsmidler.



Forsigtig: Kvælningsfare. Denne og alle andre medicinske enheder skal opbevares utilgængeligt for små børn. Dette produkt bør ikke anvendes ved sygdom eller skade i øjet. Hvis du får et irriteret øje, en usædvanlig synsforringelse eller smerter, skal du konsultere din øjenplejerson.



Forsigtig: Der er ingen evidens for allergiproblemer med dette produkt, omend det indeholder tørt naturgummi. Det indeholder ikke flydende latex, som er et kendt allergen.



Brug IKKE DMV Versa til udtagning af BLØDE eller hybrid-kontaktlinser.

Hvis du har oplevet en alvorlig hændelse, der er forbundet med denne enhed, skal du indberette den til producenten. Hvis du bor i EU, skal du indberette hændelsen til den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor du befinder dig.

Dette produkt gør kontaktlinsebrugere i stand til at isætte og/eller udtage deres kontaktlinser, så de kan bruges i henhold til det påtænkte formål. Dette produkt anses derfor for at være et medicinsk udstyr.



Dette produkt er et medicinsk udstyr



Beskyttes mod direkte sol



Må ikke opbevares ved temperaturer over 105 °C/220 °F



Til enkelt patient - flergangsbrug



Læs brugsanvisningen
dmvcorp.com



Fremstillingsdato



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands