



DMV Classic™

Cietajām un gāzi caurlaidīgajām kontaktlēcām

Paredzētā izmantošana

Šī ierīce ir paredzēta cieto un gāzi caurlaidīgo kontaktlēcņu ielikšanai un izņemšanai.

Lietošanas instrukcija



Pirms pirmās lietošanas reizes notīriet ierīci ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tai dabiskā veidā nožūt.

Izņemšana – Samitriniet piesūcekņa kausiņu. Pārliecinieties, ka kontaktlēca atrodas acs centrā. Saspieties DMV Classic piesūcekņa kātiņu un tuviniet to kontaktlēcas centram. Skatoties spogulī, pieskaroties ar to lēcas priekšpusei. Tiklīdz DMV Classic piesūceknis pieskaras lēcai, atļaidiet nedaudz vajīgāk kātiņu, lai DMV Classic piesūceknis pieliptu lēcai. Izņemiet kontaktlēcu no acs. Pēc izņemšanas vēlreiz saspieties kātiņu, lai likvidētu piesūkšanos un izņemtu lēcu no piesūcekņa kausiņa.

Ielikšana – Uzlieciet mitro kontaktlēcu uz kausiņa, nespiežot kātiņu. Mitrā lēca pielips kausiņam. Ievietojot lēcu, NESASPIEDIET kātiņu. Ielieciet kontaktlēcu tieši acī.

Ievērojiet optometrista/acs aprūpes speciālista norādījumus.

Tīrīšana

Pēc katras DMV Classic izmantošanas reizes notīriet to ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tam dabiskā veidā nožūt. Pēc nožāvēšanas uzglabājiet ierīci futrālī. **Nodrošiniet, lai gaisa kanālā nesakrātos netīrumi.** Ieplānojiet tās nomaigu reizi sešos mēnešos.



Uzmanību! Ja DMV Classic nejauši pielīp acij, saspieties kātiņu, lai likvidētu piesūkšanos, un izņemiet to no acs.



Brīdinājums. Lūdzu, neuzglabājiet šo izstrādājumu tuvumā tādiem šķidrumiem kā roku krēms, matu geli, nagu lakas noņēmējs uz spēcīgi oksidētāji.



Brīdinājums. Aizrīšanās risks. Uzglabājiet šo un visas citas medicīniskās ierīces maziem bērniem nepieejamā vietā. Šo izstrādājumu nav ieteicams lietot bojātās vai traumētās acīs. Ja Jums rodas acs kairinājums, neparasti redzes traucējumi vai sāpes, konsultējieties ar acs aprūpes speciālistu.



Brīdinājums. Lietojot šo izstrādājumu nav ziņots par alerģijām, **tas nesatur sausu dabisko kaučuku. Tas nesatur šķidro lateksu,** kas ir zināms alergēns.



NELIETOJIET DMV Classic MĪKSTAJĀM vai hibrīda kontaktlēcām.

Ja Jums rodas jebkāds nopietns negadījums, kas saistīts ar šīs ierīces lietošanu, ziņojiet par to ražotājam. Ja Jūs dzīvojat ES, par negadījumu ziņojiet tās Dalībvalsts atbildīgajai iestādei, kurā Jūs pastāvīgi uzturaties.

Izmantojot šo izstrādājumu, kontaktlēcu nēsātāji var ievietot un/vai izņemt kontaktlēcas, lai varētu tās lietot atbilstoši paredzētajam mērķim. Tāpēc šīs izstrādājums ir uzskatāms par medicīnisku ierīci.



Šis izstrādājums ir medicīniska ierīce



Sargāt no tiešas saules gaismas



Uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz 105°C/220°F



Vienam pacientam – atkārtotai lietošanai



Skatīt lietošanas instrukciju dmvcorp.com



Ražošanas datums



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague; The Netherlands