



## DMV Classic™

### Za trde in plinprepustne kontaktne leče

#### Predvidena uporaba

Ta pripomoček je izdelan za vstavljanje in odstranjevanje trdih in plinprepustnih kontaktnih leč.

#### Navodila za uporabo



Pred prvo uporabo pripomoček očistite s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom in počakajte, da se posuši na zraku.

**Odstranjevanje** – Navlažite prisesek. Prepričajte se, da je kontaktna leča na sredini očesa. Stisnite ročico pripomočka DMV Classic in ga vodite proti sredini kontaktne leče. S pripomočkom se dotaknite sprednjega dela leče; pri tem si pomagajte z ogledalom. Ko se pripomoček dotakne leče, rahlo popustite pritisk na ročici, da se bo pripomoček DMV Classic oprijel leče. Nato lečo potegnite naravnost stran od očesa. Po odstranitvi ponovno stisnite ročico, da prekinete sesanje, ter odstranite lečo s priseska.

**Vstavljanje** – Namestite vlažno kontaktno lečo na prisesek, ne da bi pri tem stisnili ročico. Vlažna leča se bo v tem položaju oprijela priseska. Med vstavljanjem leče NE stiskajte ročice. Namestite lečo neposredno na oko.

Ravnajte se po navodilih svojega predpisovalca kontaktnih leč/strokovnjaka za očesno nego.

#### Čiščenje

Po vsaki uporabi pripomoček DMV Classic očistite s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom in pustite, da se posuši na zraku. **Ko se pripomoček posuši, ga shranite v njegov etui.** Pazite, da v zračnem kanalu ne bo delcev. Načrtujte zamenjavo pripomočka vsakih šest mesecev.



**Previdnostni ukrep:** Če se pripomoček DMV Classic nenamerno oprime očesa, stisnite ročico, da prekinete sesanje, nato pa pripomoček odstranite od očesa.



**Opozorilo:** Ta pripomoček ne sme priti v stik s snovmi, kot so kreme za roke, geli za lase, odstranjevalci laka in močni oksidanti.



**Opozorilo: Nevarnost zadužitve.** Ta pripomoček in vse druge medicinske pripomočke shranjujte zunaj dosega majhnih otrok. Ta izdelek se ne priporoča za uporabo pri bolnih ali poškodovanih očeh. Če se pri vas pojavi draženje oči, neobičajna okvara vida ali bolečina, se posvetujte s svojim strokovnjakom za nego oči.



**Opozorilo:** Čeprav ni dokazov za težave z alergijami v povezavi s tem izdelkom, je treba upoštevati, da vsebuje suho naravno gumo. Ne vsebuje tekočega lateksa, ki je znan alergen.



**Pripomočka DMV Classic NE uporabljajte za MEHKE ali hibridne kontaktne leče.**

Če pride do kakršnega koli resnega neželenega dogodka v povezavi s tem pripomočkom, vas prosimo, da o tem poročate proizvajalcu. Če prebivate v EU, o neželenem dogodku poročajte pristojnemu organu države članice, v kateri imate stalno prebivališče.

Ta izdelek uporabnikom kontaktnih leč omogoča vstavljanje in/ali odstranjevanje kontaktnih leč, da jih lahko uporabljajo skladno s predvidenim namenom. Zato ta izdelek velja za medicinski pripomoček.



Ta izdelek je medicinski pripomoček.



Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.



Shranjujte pri temperaturi do 105 °C/220 °F



Za enega bolnika - za večkratno uporabo



Preberite navodila za uporabo.  
dmvcorp.com



Datum proizvodnje



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague; The Netherlands