



DMV CLASSIC™

Kõvade ja gaasi läbilaskvate kontaktläätsede jaoks

Sihtotstarve

Seade on mõeldud kõvade ja gaasi läbilaskvate kontaktläätsede paigaldamiseks ja eemaldamiseks.

Kasutusjuhend



Enne esmakordselt kasutamist puhastage seadet 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada.

Eemaldamine – Niisutage iminapp. Veenduge, et kontaktlääts oleks silma keskel. Pigistage seadme Classic käepidet ja viige seade kontaktläätsesse keskmee juurde. Puudutage peeglist vaadates kontaktläätsesse esiosa. Hoides seadet Classic jätkuvalt vastu kontaktläätsesse, vähendage veidi käepidemele avaldatavat survet; sellega võimaldate seadmel Classic kontaktläätsesse kinnituda. Eemaldage kontaktlääts otseliigutusega silmast. Pärast kontaktläätsesse eemaldamist pigistage uuesti käepidet; sellega peatate imamise ja saate kontaktläätsesse iminapalt eemaldada.

Paigaldamine – Asetage niisutatud kontaktlääts iminapale ilma käepidet pigistamata. Niisutatud kontaktlääts kinnitub napale. **ÄRGE** pigistage käepidet kontaktläätsesse paigaldamise ajal. Asetage kontaktlääts otseliigutusega silma.

Järgige teile kontaktläätsed paigaldanud isiku / silmaarsti juhiseid.

Puhastamine

Iga kord pärast seadme DMV Classic kasutamist puhastage seda 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada. Pärast kuivatamist hoidke seadet selle karbis. **Hoidke õhukanal prügivaba.** Võtke plaani seade iga kuue kuu tagant välja vahetada.



Ettevaatusabinõud: Kui seade DMV Classic peaks kogemata silma külge kinnituma, pigistage imamise peatamiseks käepidet ja eemaldage seade silmast.



Hoiatus: Vältige seadme kokkupuudet vedelikega, nagu kätekreemid, juuksegeelid, küünelakieemaldid ja tugevalt oksüdeerivad ained.



Hoiatus: Lämbumisohu. Hoidke seda ja kõiki muid meditsiiniseadmeid väikelastest eemal. Seda seadet ei soovitata kasutada, kui silmad on haiged või vigastatud. Kui teil tekib silmaärritus, ebaharilik nägemishäire või valu, pidage nõu oma silmaarstiga.



Hoiatus: Ehkki puuduvad tõendid selle seadmega seotud allergiaprobleemide kohta, sisaldab **see siiski kuiva looduslikku kummit. See ei sisalda vedelat lateksit**, mis on tuntud allergeen.



ÄRGE kasutage DMV Classic seadet pehmete või hübriidsete kontaktläätsede jaoks.

Kui teil on selle seadmega seoses juhtunud mõni tõsine vahejuhtum, teatage sellest tootjale. Kui elate ELis, teatage juhtumist selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus olete asutatud.

Selle seadmega saavad kontaktläätsede kandjad paigaldada ja/või eemaldada kontaktläätsi nende sihtotstarbelise kasutamise eesmärgil. Seetõttu loetakse seda seadet meditsiiniseadmeks.



See seade on meditsiiniseade



Hoida otsese päikesevalguse eest



Hoida temperatuuril kuni
105 °C / 220 °F



Ühele patsiendile – mitmekordseks kasutamiseks



Loe kasutusjuhendit
dmvcorp.com



Tootmiskuupäev



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands