



DMV Luma Serter Plus™

Osvětlený zavaděč pro velké čočky

Zamýšlené použití

Nástroj Luma-Serter Plus je konstruován pro nasazování kontaktních čoček o průměru větším než 13 mm. Lze jej použít pro sklerální, měkké, hybridní nebo plyn propouštějící (tvrdé) kontaktní čočky.

Návod k použití



Před prvním použitím očistěte nástroj 70% izopropylalkoholem a nechte na vzduchu uschnout.

Nasazení – Položte nástroj na osvětlený konec tužkové lampy. Umístěte kontaktní čočku na střed přísavky. Postupujte podle pokynů pro přípravu čoček, které vám vydal oční lékař.

Zapněte tužkovou lampu a jemně čočkou pohybuje směrem k otevřenému oku za použití osvětleného středu přísavky jako orientačního bodu. Oční víčka držte otevřená druhou rukou a čočku umístěte na rohovku. Jakmile čočka k oku přilne, nástroj Luma-Serter Plus odstraňte. Světelný filtr brání roztočce pro kontaktní čočky proniknout do tužkové lampy. Nástroj je tvarován tak, aby vyhovoval konci většiny tužkových lamp.

Pokud tomu budou pacienti dávat přednost, mohou si zvolit umístění nástroje na konci prstu namísto tužkové lampy. Žebra na přísavce jsou navržena k tomu, aby zajistila zvýšený povrch pro čočky, na kterém spočívají, a brání čočkám v přilnutí k nástroji Luma-Serter Plus.

Postupujte podle pokynů specialisty pro nasazování kontaktních čoček / očního lékaře.

Čištění

Pokaždé po použití nástroje jej vyčistěte 70% isopropylalkoholem a nechte na vzduchu vyschnout. Po vyschnutí skladujte nástroj v jeho obalu. Naplánujte jeho výměnu každých šest měsíců.



Bezpečnostní opatření: Pokud nástroj náhodně použijete na povrch oka, jednoduše jej z oka vyjměte, protože nedochází k žádnému přisávání. Nástroj nesmí po povrchu oka klouzat.



Upozornění: Chraňte tento výrobek před kapalinami, jako jsou krém na ruce, vlasové gely, odstraňovač laku na nehty a silná oxidační činidla.



Upozornění: Nebezpečí udušení. Uchovávejte tento a všechny ostatní zdravotnické prostředky mimo dosah malých dětí. Používání tohoto výrobku u nemocných či poraněných očí se nedoporučuje. Pokud zaznamenáte podráždění oka, neobvyklé zhoršení vidění nebo bolest, obraťte se na svého očního lékaře.



Upozornění: I když v tohoto výrobku nebyly prokázány žádné alergické obtíže, upozorňujeme, že obsahuje suchý přírodní kaučuk. Neobsahuje kapalný latex, což je známý alergen.



Nástroj Luma-Serter Plus NEPOUŽÍVEJTE s kontaktními čočkami menšími než 12,5 mm, aby nedošlo k dotyku povrchu oka.

Pokud by u vás došlo jakékoliv závažné příhodě v souvislosti s tímto nástrojem, ohlaste to výrobci. Pokud máte trvalý pobyt v EU, ohlaste příhodu příslušnému orgánu členského státu, v němž sídlíte.

Tento výrobek umožňuje osobám nosícím kontaktní čočky nasazení a/nebo vyjmutí jejich kontaktních čoček v rámci jejich použití k zamýšlenému účelu. Proto se tento výrobek považuje za zdravotnický prostředek.



Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem



Chraňte před přímým slunečním světlem



Neuchovávejte při teplotě nad 105 °C/220 °F



Jeden pacient – vícenásobné použití



Přečtěte si návod k použití dmvcorp.com



Datum výroby



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands