



DMV Luma Serter Plus™

Valaiseva asetin suurikokoisille piilolinssille

Käyttötarkoitus

DMV Luma-Serter Plus on suunniteltu halkaisijaltaan yli 13 mm:n kokoisten piilolinssien asettamiseen. Sitä voidaan käyttää skleraalisten, pehmeiden, hybridi- tai RGP- (kovien) piilolinssien asettamiseen.



Käyttöohjeet

Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla ja anna ilmkuihua.

Asettaminen – Työnnä laite kynälampun valopään päälle. Aseta piilolinssi kupin keskelle. Huolehdi linsin valmistelusta optikon/silmälääkärin antamia ohjeita noudattaen. Sytytä kynälamppu ja vie linssiä varovasti kohti auki olevaa silmää kupin keskikohdasta tulevan valon avulla. Pidä silmäluomia auki toisella kädellä ja aseta linssi sarveiskalvon päälle. Kun linssi on tarttunut silmään, vedä Luma-Serter Plus pois. Lampun suodatin estää piilolinssinesteitä valumasta kynälamppuun.

Laite on muotoiltu siten, että useimmat kynälampun sijasta. Kupissa olevat tukiruoteet on tarkoitettu pitämään linssiä koholla siten, ettei se tartu kiinni Luma-Serter Plus -laitteeseen.

Noudata piilolinssioptikoltasi saamiasi ohjeita.

Puhdistus

Puhdista laite jokaisen käyttökerran jälkeen 70-prosenttisellä isopropyylialkoholilla ja anna sen ilmkuihua. Kun laite on kuivunut, säilytä sitä kotelossaan. Vaihda se uuteen kuuden kuukauden välein.



Huomioitavaa: Jos viet laitteen vahingossa kiinni silmän pintaan, voit vain vetää sen pois silmästä, koska imua ei ole. Vältä laitteen liu'uttamista silmän pinnalla.



Huomio: Älä päästä tätä tuotetta kosketuksiin erilaisten nesteiden, kuten käsivoiteiden, hiusgeelien, kynsilakan poistoaineiden ja voimakkaasti hapettavien aineiden kanssa.



Huomio: Tukehtumisvaara. Pidä tämä laite ja muut lääkinnälliset laitteet pois pienten lasten ulottuvilta. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi silmiin, joissa on jokin sairaus tai vamma. Jos havaitset silmissäsi ärsytystä, epätavallista näön heikkenemistä tai kipua, ota yhteys optikkoon tai silmälääkärin.



Huomio: Vaikka tämän tuotteen käytön yhteydessä ei ole todettu allergioita, **se sisältää kuitenkin kuivaa luonnonkumia. Se ei sisällä nestemäistä lateksia**, joka on tunnettu allergeeni.



Vältäaksesi silmän pinnan koskettamista laitteella ÄLÄ KÄYTÄ Luma-Serter Plus -laitetta halkaisijaltaan alle 12,5 mm:n kokoisten piilolinssien kanssa.

Jos tämän laitteen käytössä on ilmennyt jokin vakava tapahtuma, ilmoita siitä valmistajalle. Jos asut jossakin EU:hun kuuluvassa maassa, ilmoita tapahtumasta asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle. Tämän tuotteen avulla piilolinssien käyttäjät voivat asettaa ja/tai poistaa piilolinssit siten, että he voivat käyttää linssensä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Tämän vuoksi tuote kuuluu lääkinnällisiin laitteisiin.



Tämä tuote on lääkinnällinen laite



Pidä poissa suorasta auringonvalosta



Ei saa säilyttää yli 105 °C:n lämpötilassa.



Henkilökohtainen - kestävä käyttöinen



Lue käyttöohjeet
dmvcorp.com



Valmistuspäivämäärä.



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands