



DMV Luma Serter Plus™

Opplyst innsetter for store linser

Avsedd anvndning

DMV Luma-Serter Plus er designet for innsetting av kontaktlinser som er strre enn 13 mm i diameter. Den kan brukes for sklerale, myke, hybride eller gasspermeable (harde) kontaktlinser.

Bruksanvisning



Enheten skal rengjres med 70 % isopropylalkohol og lufttrkes fr frste gangs bruk.

INNSETTING – Plasser enheten p den opplyste enden av en pennelys. Plasser kontaktlinnen midt p koppen. Flg instruksjonene for klargjring av linsene som er gitt av yелеgen.

Sl p pennelyset og beveg linsen forsiktig mot det pne yete ved  bruke den opplyste midten av koppen som en veileder. Hold yelokkene pne med den andre hnden og plasser linsen p hornhinnen. Nr linsen har festet seg til yete, tar du ut Luma-Serter Plus. Lysfilteret forhindrer at kontaktlinnelsninger kommer gjennom til pennelyset. Enheten er formet slik at den passer p enden av de fleste pennelys. Hvis pasienter foretrekker det, kan de velge  plassere enheten p enden av en finger i stedet for et pennelys. Ribbene i koppen er designet for  gi en forhyet overflate som linsen hviler p og hindrer linsen i  feste seg til Luma-Serter Plus.

Flg anvisningene fra optiker/yелеge.

Rengjring

Rengjr enheten etter hver bruk med 70 % isopropylalkohol og la den lufttrke. Oppbevar enheten i etuiet etter trking. Planlegg  erstatte den hver sjette mned.



Forholdsregel: Hvis du ved et uhell setter enheten p yets overflate kan du bare ta den rett ut av yete ettersom det ikke er noe sug. Unng  skyve enheten over yets overflate.



Forsiktig: Hold dette produktet unna vsker som hndkrem, hrgel, neglelakkfjerner og sterke oksidasjonsmidler.



Forsiktig: Kvelningsfare. Oppbevar dette og alt annet medisinsk utstyr utilgjengelig for sm barn. Dette produktet er ikke anbefalt for bruk med sykdom eller skade i yne. Hvis du opplever irritert ye, uvanlig synshemming eller smerte, ta kontakt med yелеge.



Forsiktig: Selv om det ikke er tegn p allergiproblemer med dette produktet, inneholder det trr naturgummi. Det inneholder ikke flytende lateks, et kjent allergen.



IKKE BRUK Luma-Serter Plus med kontaktlinser mindre enn 12,5 mm, for  unng berring av yets overflate.

Hvis det har oppsttt en alvorlig hendelse i forbindelse med denne enheten, rapporter det til produsenten. Hvis du bor i EU, rapporter om hendelsen til myndighetene i medlemsstaten der du er etablert.

Dette produktet lar kontaktlinsebrukere sette inn og/eller fjerne kontaktlinser slik at de kan brukes i henhold til tiltenkt forml. Derfor er dette produktet ansett som en medisinsk enhet.



Dette produktet er en medisinsk enhet



Beskyttes fra direkte sollys



Oppbevares ved hyst 105 C / 220  F



enkeltpasient - flerbruk



Les bruksanvisningen
dmvcorp.com



Produksjonsdato



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zrich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands