



DMV Luma Serter Plus™



Világító applikátor nagy kontaktlencsékhez

Alkalmazási terület

A DMV Soft Lens segédeszköz a lágy kontaktlencsék behelyezésére és eltávolítására szolgál.

Használati utasítás



Az első használat előtt tisztítsa meg az eszközt 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni.

Eltávolítás – Nyomja határozottan a fogó párnáit a lágy kontaktlencse elülső feléhez. Tükör segítségével ellenőrizze, hogy a lencse a szaruhártyán van-e. Óvatosan nyomja össze a fogó szárait a kontaktlencse kivételéhez.

Behelyezés – Helyezzen egy nedves kontaktlencsét az eszköz kisebbik végére, a nyílal jelzett helyre. A lencse legyen átfedésben az eszköz végével, így a lencsén keresztül láthatja a felhelyezés folyamatát.

Kövesse kontaktológusa vagy szemorvosa utasításait.

Tisztítás

Az eszközt használat után tisztítsa meg 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni. Az eszközt a tokjában tárolja, miután megszáradt. Félévente cserélje az eszközt.



Elővigyázatosság: Ha az eszköz véletlenül a szem felületére kerül, csak húzza le a szemről, mivel nincs szívóhatás. Ne csúsztassa az eszközt a szem felületén.



Figyelem: Tartsa távol a terméket olyan folyadékoktól, mint például a kézkrém, hajszelé, körömlakk lemosó, valamint az erős oxidálószerektől.



Figyelem: Fulladásveszély. Ezt és minden más orvostechnikai eszközt gyermekektől távol kell tartani. A termék használata nem ajánlott beteg vagy sérült szemén. Ha szemirritációt, szokatlan látászavart vagy fájdalmat tapasztal, forduljon szemorvoshoz.



Figyelem: Bár a termék allergizáló hatására vonatkozó bizonyítékok nem állnak rendelkezésre, a termék száraz természetes gumit tartalmaz. Nem tartalmaz folyékony latexet, mely ismert allergén.



NE HASZNÁLJA az eszközt kemény, gázáteresztő, szklerális vagy hibrid kontaktlencsével.

Ha az eszközzel kapcsolatban bármilyen súlyos esemény történt, jelentse azt a gyártónak. Ha Ön az EU-ban él, jelentse az esetet azon tagállam az illetékes hatóságának, ahol a tartózkodási helye van.

Ez a termék lehetővé teszi a kontaktlencse viselőinek, hogy a kívánt célnak megfelelően helyezték be és/ vagy távolítsák el kontaktlencséiket. Ezért ez a termék orvostechnikai eszköznek minősül.



Ez a termék orvostechnikai eszköz.



Óvja a közvetlen napsugárzástól.



Ne tárolja az eszközt 105 °C-nál melegebb helyen.



Egy beteg – többszöri használat



Olvassa el a használati útmutatót. dmvcorp.com



Gyártás időpontja



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands