



## DMV Soft Lens Handler™

### Parti li Tneħhi/Parti li Ddaħħal għal Lentijiet tal-Kuntatt Rotob

#### Użu Intenzjonat

Il-handler ta' DMV Soft Lens huwa ddisinjat għal biex wiehed idahħal u jneħhi lentijiet tal-kuntatt rotob.

#### Istruzzjonijiet għall-użu



Qabel ma tużah għall-ewwel darba, naddaf it-tagħmir b'70% isopropyl alcohol u ħallieh jinxef b'mod naturali.

Tneħhija – Aghfas il-gripper pads b'mod sod man-naħa ta' quddiem tal-lenti tal-kuntatt ratba. Kun żgur li l-lenti tkun qiegħda fuq il-kornea billi tuża mera. Ġentilment aghfas il-grippers flimkien biex testratta l-lenti tal-kuntatt.

Inserzjoni – Poġġi lenti tal-kuntatt imxarriba fuq it-tarf żgħir tat-tagħmir fejn tindika l-vleġġa. Evita li l-lenti tirkeb fuq it-tarf tat-tagħmir sabiex tkun tista' tara kif qed tipprogressa minn ġol-lenti. Segwi l-istruzzjonijiet tal-fitter tal-lenti tal-kuntatt tiegħek/tal-professionista tal-kura tal-ghajnejn tiegħek.

#### Tindif

Kull darba wara li tuża t-tagħmir, naddfu b'70% isopropyl alcohol u ħallieh jinxef b'mod naturali. Añžen it-tagħmir fil-kaxxa tiegħu wara li jinxef. Ippjana li tissostitwixxieh darba kull sitt xhur.



**Prekawzjoni:** Jekk tapplika t-tagħmir aċċidentalment mal-wiċċ tal-ghajn, kemm tiġbdu lura minn mal-ghajn, għax ma jkun hemm l-ebda ġbid tal-arja. Evita li tmexxi t-tagħmir fuq il-wiċċ tal-ghajn.



**Attenzjoni:** Jekk jogħġbok żomm dan il-prodott 'il bogħod mil-likwidi bħal krema tal-idejn, ġells tax-xagħar, likwidu għat-tneħhija tal-vernici tad-dwiefer u sustanzi ossidanti qawwijin.



**Attenzjoni:** Periklu ta' fgar. Żomm dan u l-apparati mediċi kollha 'l bogħod minn tfal żgħar. Dan il-prodott mhux rakkomandat biex jintuża ma' ghajnejn li għandhom xi mard jew hsara. Jekk tesperjenza irritazzjoni fl-ghajnejn, indeboliment jew uġiġh fil-vista mhux tas-soltu, ikkonsulta lill-professionista tal-kura tal-ghajnejn tiegħek.



**Attenzjoni:** Għalkemm m'hemm l-ebda evidenza ta' problemi ta' allergija b'dan il-prodott, **fiħ gomma naturali xotta. Ma fiħ latex likwidu, allergen magħruf.**



**TUŻAX dan it-tagħmir ma' lentijiet tal-kuntatt ibsin, li jgħaddi l-gass minnhom, sklerali jew ibridi.**

Jekk kellek kwalunkwe inċident serju b'rabta ma' dan it-tagħmir, irrappurtah lill-manifattur. Jekk inti residenti fl-UE, irrapporta l-inċident lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li inti stabbilit fi.

Dan il-prodott jippermetti lil persuni li jilbsu l-lentijiet tal-kuntatt biex idahħlu u/jew inehħu l-lentijiet tal-kuntatt tagħhom sabiex jużawhom skont l-iskop intenzjonat. Għalhekk dan il-prodott huwa meqjus li huwa apparat mediku.



Dan il-prodott huwa apparat mediku



Ipproteġi mix-xemx diretta



Taħzinx f'temperatura oghla minn 105° C/220°F



Pazjent wiehed - użu multiplu



Aqra l-Istruzzjonijiet għall-Użu dmvcorp.com



Data tal-Manifattura



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands