




DMV Soft Lens Handler™

Extractor / aplicador de lentes de contacto blandas

Uso previsto

DMV Soft Lens handler está previsto para poner y quitar lentes de contacto blandas.

Instrucciones de uso

 Antes de usar el dispositivo por primera vez límpielo con alcohol isopropílico al 70 % y deje que se seque al aire.


Retirada – Presione las almohadillas de agarre firmemente contra la parte frontal de la lente de contacto blanda. Asegúrese de que la lente se encuentra sobre la córnea usando un espejo. Apriete suavemente las almohadillas para sacar la lente de contacto.


Aplicación – Coloque una lente de contacto humedecida sobre el extremo pequeño del dispositivo donde indica la flecha. La lente debe solapar el extremo del dispositivo, de modo que usted pueda ver el proceso a través de la lente.


Siga las instrucciones del profesional que le haya ajustado las lentes de contacto o del oftalmólogo.


Limpieza

Después de usar el dispositivo debe limpiarlo con alcohol isopropílico al 70 % y dejar que se seque al aire. Guarde el dispositivo en su estuche cuando se haya secado. Deberá sustituirlo cada seis meses.

 **Precaución:** Si coloca el dispositivo de manera accidental sobre la superficie del ojo no se produce succión, por lo que podrá retirarlo tal cual. Evite deslizar el dispositivo sobre la superficie del ojo.

 **Precaución:** Mantenga este producto alejado de los líquidos, como crema de manos, geles para el cabello, quitaesmalte de uñas y oxidantes fuertes.


 **Precaución: Riesgo de asfixia.** Mantenga este y otros productos sanitarios fuera del alcance de los niños pequeños. El uso de este producto no está recomendado en caso de ojos con alguna patología o lesiones. Si se le irrita el ojo o experimenta algún problema visual inusual o dolor acuda a su oftalmólogo.


 **Precaución:** No hay evidencia de problemas de alergia con este producto, aunque **contiene caucho natural seco**. No contiene látex líquido, un alérgeno conocido.

 **Precaución: NO USE este dispositivo con lentes de contacto duras, permeables al gas, esclerales o híbridas.**


Deberá notificar al fabricante cualquier evento grave que se haya producido en relación con este dispositivo. Si reside en la UE deberá notificar el incidente a la autoridad competente del Estado miembro en el que usted resida.


Este producto permite a los usuarios de lentes de contacto colocar y quitar las lentes de contacto para utilizarlas de acuerdo con el uso previsto. Por tanto, este producto está considerado como un producto sanitario.


 Este producto es un producto sanitario.

 No almacenar a una temperatura superior a 105 °C/220 °F

 Lea las instrucciones de uso dmvcorp.com

 Proteger de la luz directa del sol

 Un solo paciente - uso múltiple

 Fecha de fabricación



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands