



DMV Soft Lens Handler™

Poistolaite/asetin pehmeille piilolinssille

Käyttötarkoitus

DMV Soft Lens Handler on suunniteltu pehmeiden piilolinssien asettamista ja poistamista varten.

Käyttöohjeet



Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla ja anna ilmekuivua.

Poistaminen – Paina tarttumistyyntynyt tiiviisti silmässä olevaa pehmeää piilolinssiä vasten. Varmista peilin avulla, että piilolinssi on sarveiskalvon päällä. Vedä piilolinssi silmästä puristamalla pihtejä varovasti yhteen.

Asettaminen – Aseta märkä piilolinssi nuolen osoittamaan kohtaan laitteen pienemmässä päässä. Anna linssin ulottua laitteen pään reunan yli, jotta voit seurata asettamisen sujumista linssin läpi.

Noudata piilolinssiophtikoltasi saamiasi ohjeita.

Puhdistus

Puhdista laite jokaisen käyttökerran jälkeen 70-prosenttisellä isopropyylialkoholilla ja anna sen ilmekuivua. Kun laite on kuivunut, säilytä sitä kotelossaan. Vaihda se uuteen kuuden kuukauden välein.



Huomioitavaa: Jos viet laitteen vahingossa kiinni silmän pintaan, voit vain vetää sen pois silmästä, koska imua ei ole. Vältä laitteen liu'uttamista silmän pinnalla.



Huomio: Älä päästä tätä tuotetta kosketuksiin erilaisten nesteiden, kuten käsivoiteiden, hiusgeelien, kynsilakan poistoaineiden ja voimakkaasti hapettavien aineiden kanssa.



Huomio: Tukehtumisvaara. Pidä tämä laite ja muut lääkinnälliset laitteet pois pienten lasten ulottuvilta. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi silmiin, joissa on jokin sairaus tai vamma. Jos havaitset silmissäsi ärsytystä, epätavallista näön heikkenemistä tai kipua, ota yhteys optikkoon tai silmälääkäriin.



Huomio: Vaikka tämän tuotteen käytön yhteydessä ei ole todettu allergioita, **se sisältää kuitenkin kuivaa luonnonkumia. Se ei sisällä nestemäistä lateksia**, joka on tunnettu allergeeni.



Tätä laitetta EI SAA KÄYTTÄÄ kovien, RGP (GP)-, skleraalistien tai hybridipiilolinssien asettamiseen/poistamiseen.

Jos tämän laitteen käytössä on ilmennyt jokin vakava tapahtuma, ilmoita siitä valmistajalle. Jos asut jossakin EU:hun kuuluvassa maassa, ilmoita tapahtumasta asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tämän tuotteen avulla piilolinssien käyttäjät voivat asettaa ja/tai poistaa piilolinssit siten, että he voivat käyttää linssensä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Tämän vuoksi tuote kuuluu lääkinnällisiin laitteisiin.



Tämä tuote on lääkinnällinen laite



Pidä poissa suorasta auringonvalosta



Ei saa säilyttää yli 105 °C:n lämpötilassa.



Henkilökohtainen - kestävä käyttöinen



Lue käyttöohjeet
dmvcorp.com



Valmistuspäivämäärä.



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands