



## DMV Soft Lens Handler™

### Odstraňovač/zavaděč pro měkké kontaktní čočky

#### Zamýšlené použití

Zavaděč DMV Soft Lens Handler je konstruován k nasazování a vyjímání měkkých kontaktních čoček.

#### Návod k použití



Před prvním použitím očistěte nástroj 70% izopropylalkoholem a nechte na vzduchu uschnout.

**Vyjmutí** – Pevně přitlačte polštářky chapadla proti přední části měkkých kontaktních čoček. Pomocí črtačka zajistěte, aby čočky byly na rohovce. Společným jemným sevřením chapadel kontaktní čočky vyjmete.

**Nasazení** – Na malý konec nástroje, jak to vyznačuje šipka, položte vlhkou kontaktní čočku. Nechte čočku přesahovat přes konec nástroje, abyste mohli pozorovat svůj postup skrze čočku.

Postupujte podle pokynů specialisty pro nasazování kontaktních čoček / očního lékaře.

#### Čištění

Pokaždé po použití nástroje jej vyčistěte 70% isopropylalkoholem a nechte na vzduchu vyschnout. Po vyschnutí skladujte nástroj v jeho obalu. Naplánujte jeho výměnu každých šest měsíců.



**Bezpečnostní opatření:** Pokud nástroj náhodně použijete na povrch oka, jednoduše jej z oka vyjmete, protože nedochází k žádnému přisávání. Nástroj nesmí po povrchu oka klouzat.



**Upozornění:** Chraňte tento výrobek před kapalinami, jako jsou krém na ruce, vlasové gely, odstraňovač laku na nehty a silná oxidační činidla.



**Upozornění: Nebezpečí udušení.** Uchovávejte tento a všechny ostatní zdravotnické prostředky mimo dosah malých dětí. Používání tohoto výrobku u nemocných či poraněných očí se nedoporučuje. Pokud zaznamenáte podráždění oka, neobvyklé zhoršení vidění nebo bolest, obraťte se na svého očního lékaře.



**Upozornění:** I když u tohoto výrobku nebyly prokázány žádné alergické obtíže, upozorňujeme, že obsahuje suchý přírodní kaučuk. Neobsahuje kapalný latex, což je známý alergen.



**NEPOUŽÍVEJTE tento nástroj s tvrdými, plyn propouštějícími, sklerálními nebo hybridními kontaktními čočkami.**

Pokud by u vás došlo jakékoliv závažné příhodě v souvislosti s tímto nástrojem, ohlaste to výrobci.

Pokud máte trvalý pobyt v EU, ohlaste příhodu příslušnému orgánu členského státu, v němž sídlíte.

Tento výrobek umožňuje osobám nosícím kontaktní čočky nasazení a/nebo vyjmutí jejich kontaktních čoček v rámci jejich použití k zamýšlenému účelu. Proto se tento výrobek považuje za zdravotnický prostředek.



Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem



Chraňte před přímým slunečním světlem



Neuchovávejte při teplotě nad 105 °C/220 °F



Jeden pacient – vícenásobné použití



Přečtěte si návod k použití [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Datum výroby



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands