



## DMV Soft Lens Handler™

### Pehmele kontaktläätsede paigaldus-/eemaldusseade

#### Sihotstarve

DMV Soft Lens Handler (SLH) on mõeldud pehmele kontaktläätsede paigaldamiseks ja eemaldamiseks.

#### Kasutusjuhend



Enne esmakordselt kasutamist puhastage seadet 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada.

Eemaldamine – Vajutage haaratsipadjad kindlakäeliselt vastu pehmet kontaktlääts. Veenduge peegli abil, et kontaktlääts asuks sarvkestal. Pigistage haaratsid õrnalt kokku ja eemaldage kontaktlääts.

Paigaldamine – Asetage niisutatud kontaktlääts seadme väiksemale otsale, nagu on noolega näidatud. Laske kontaktläätsel üle seadme otsa ulatuda; nii saate oma toimingut läbi kontaktlääts jälgida.

Järgige teile kontaktläätsed paigaldanud isiku / silmaarsti juhiseid.

#### Puhastamine

Iga kord pärast seadme kasutamist puhastage seda 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada. Pärast kuivatamist hoidke seadet selle karbis. Võtke plaani seade iga kuue kuu tagant välja vahetada.



**Ettevaatusabinõud:** Kui seade satub kogemata silma pinnale, eemaldage see lihtsalt silmast, kuna vaakumit ei ole. Vältige seadme libistamist üle silma pinna.



**Hoiatus:** Vältige seadme kokkupuudet vedelikega, nagu kätekreemid, juuksegeelid, küünelakieemaldid ja tugevalt oksüdeerivad ained.



**Hoiatus: Lämpumisoht.** Hoidke seda ja kõiki muid meditsiiniseadmeid väikelastest eemal. Seda seadet ei soovitata kasutada, kui silmad on haiged või vigastatud. Kui teil tekib silmaärritus, ebaharilik nägemishäire või valu, pidage nõu oma silmaarstiga.



**Hoiatus:** Ehkki puuduvad tõendid selle seadmega seotud allergiaprobleemide kohta, sisaldab **see siiski kuiva looduslikku kummit. See ei sisalda vedelat lateksit**, mis on tuntud allergiatega.



**ÄRGE KASUTAGE seda seadet kõvade, gaasi läbilaskvate, skleraalsete ega hübriidsete kontaktläätsedega.**

Kui teil on selle seadmega seoses juhtunud mõni tõsine vahejuhtum, teatage sellest tootjale. Kui elate ELis, teatage juhtumist selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus olete asutatud.

Selle seadmega saavad kontaktläätsede kandjad paigaldada ja/või eemaldada kontaktläätsi nende sihtotstarbelise kasutamise eesmärgil. Seetõttu loetakse seda seadet meditsiiniseadmeks.



See seade on meditsiiniseade



Hoida otsese päikesevalguse eest



Hoida temperatuuril kuni  
105 °C / 220 °F



Ühele patsiendile – mitmekordseks kasutamiseks



Loe kasutusjuhendit  
dmvcorp.com



Tootmiskuupäev



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands