



DMV Soft Lens Handler™

Enhed til udtagning/isætning af bløde kontaktlinser

Påtaenkt anvendelse

DMV Soft Lens handler er beregnet til isætning og udtagning af bløde kontaktlinser.

Brugsanvisning



Før enheden anvendes første gang, renses den med 70 % isopropylalkohol med efterfølgende lufttørring.

Udtagning – Tryk gribeudene fast mod forsiden af den bløde kontaktlinse. Sikr dig, at linsen er på hornhinden, ved brug af et spejl. Klem forsigtigt griberne sammen til udtrækning af kontaktlinse.

Isætning – Anbring en våd kontaktlinse på den lille ende af enheden, hvor pilen angiver. Lad linsen overlæppe enden af enheden, så du kan se, hvad du laver, gennem linsen.

Følg anvisningen fra din kontaktlinsetilpasser/øjensplejerson.

Rensning

Enheden skal hver gang efter brug renses med 70 % isopropylalkohol og efterfølgende lufttørres. Enheden opbevares i dens pakning efter tørring. Planlæg at udskifte den hver 6. måned.



Forsigtighedsforanstaltning: Hvis du utilsigtet anbringer enheden på øjet, kan den blot fjernes fra øjet, da der ingen sugning er. Undgå at lade enheden glide over øjets overflade.



Forsigtig: Produktet må ikke opbevares sammen med væsker, såsom håndcreme, hårgeler, neglelakfjerner og kraftige oxideringsmidler.



Forsigtig: Kvælningsfare. Denne og alle andre medicinske enheder skal opbevares utilgængeligt for små børn. Dette produkt bør ikke anvendes ved sygdom eller skade i øjet. Hvis du får et irriteret øje, en usædvanlig synsforringelse eller smerter, skal du konsultere din øjenplejerson.



Forsigtig: Der er ingen evidens for allergiproblemer med dette produkt, omend det indeholder tørt naturgummi. Det indeholder ikke flydende latex, som er et kendt allergen.



BRUG IKKE denne enhed til hårde, gassgennemtrængelige, sklerale eller hybrid-kontaktlinser.

Hvis du har oplevet en alvorlig hændelse, der er forbundet med denne enhed, skal du indberette den til producenten. Hvis du bor i EU, skal du indberette hændelsen til den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor du befinder dig.

Dette produkt gør kontaktlinsebrugere i stand til at sætte og/eller udtage deres kontaktlinser, så de kan bruges i henhold til det påtænkte formål. Dette produkt anses derfor for at være et medicinsk udstyr.



Dette produkt er et medicinsk udstyr



Beskyttes mod direkte sol



Må ikke opbevares ved temperaturer over 105 °C/220 °F



Til enkelt patient - flegangsbrug



Læs brugsanvisningen
dmvcorp.com



Fremstillingsdato



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands