



DMV Soft Lens Handler™

Per applicare e rimuovere le lenti a contatto morbide

Utilizzazione

DMV Soft Lens Handler è adatto per applicare e rimuovere le lenti a contatto morbide.

Istruzioni per l'uso



Prima di utilizzare il DMV Luma Serter Plus per la prima volta, pulirlo con alcool isopropilico al 70% e lasciarlo asciugare all'aria.

RIMUOVERE – Assicuratevi che la lente a contatto sia centrata davanti alla pupilla. Tenete i due lati della pinza tra il pollice e l'indice. Premere i due tamponi di presa contro la superficie della lente a contatto. Ora premere le due estremità della pinza insieme per spingere la lente a contatto e poi rimuovetela dall'occhio.

INSERIMENTO – Posizionare la lente a contatto umida nell'incavo piatto all'estremità più stretta del manico. Una freccia punta in questa direzione. Posizionare la lente a contatto leggermente decentrata sul la ventosina in modo da poter vedere i vostri movimenti attraverso la lente. Portare l'applicatore con la lente a contatto verso l'occhio e posizionatelo con cautela al centro della cornea davanti alla pupilla.

Seguire le indicazioni dell'installatore di lenti a contatto / dell'oculista professionale.

Istruzioni per la pulizia

Dopo ogni utilizzo pulire la DMV Soft Lens Handler con alcool isopropilico al 70% e lasciare asciugare all'aria. Riporre il dispositivo nella sua custodia dopo l'asciugatura. Sostituire l'applicatore dopo 6 mesi.



Attenzione: Se si posiziona accidentalmente il DMV Soft Lens Handler direttamente sulla superficie dell'occhio, è sufficiente rimuoverlo con cura. Il DMV Soft Lens Handler non ha alcun effetto di aspirazione, evita semplicemente di far scorrere DMV SoftLens Handler sulla superficie dell'occhio.



Attenzione: Tenere la DMV Luma Serter Plus lontano da crema per le mani, gel per capelli, distaccante per smalto e forti sostanze ossidanti



Attenzione: Rischio di soffocamento per i bambini piccoli. Tenere questo e tutti gli altri dispositivi medici lontano dalla portata dei bambini piccoli. Si raccomanda di non utilizzare questo prodotto su occhi malati o feriti. Per irritazione agli occhi, problemi di vista insoliti o dolore, contattare il proprio specialista di lenti a contatto o oculista.



Attenzione: Nonostante non ci siano indicazioni di allergie, la DMV Corporation avvisa che questo **prodotto è realizzato in gomma naturale secca. Il materiale non contiene lattice liquido** noto come allergene.



Non utilizzare DMV Soft Lens Handler per lenti a contatto rigide, permeabili al gas, sclerali o ibride.

Se si è verificato un incidente grave in relazione a questo dispositivo, segnalarlo al produttore. Se risiedi nell'UE, segnala l'incidente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedi.

Questo prodotto consente ai portatori di lenti a contatto di inserire e / o rimuovere le lenti a contatto per utilizzarle secondo lo scopo previsto. Pertanto è considerato un dispositivo medico.



Dispositivo medico



Proteggere dal sole diretto



Non conservare a temperatura superiore a 105 ° C / 220 ° F



Singolo paziente – uso multiplo



Seguire le istruzioni per l'uso
dmvcorp.com



Data di produzione



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands