



## DMV Versa™

### Parti li Tneħħi/Parti li Ddaħħal għal Lentijiet tal-Kuntatt Sklerali

#### Użu Intenzjonat

DMV Versa huwa ddisinjat għal biex wiehed idahħal u jneħħi lentijiet tal-kuntatt sklerali.

#### Istruzzjonijiet għall-użu



Qabel ma tużah għall-ewwel darba, naddaf it-tagħmir b'70% isopropyl alcohol u ħallieh jinxef b'mod naturali.

**Tneħħija** – Xarrab kemxejn it-tazza tal-ġbid tal-arja (l-iżgħar tarf) ta' DMV Versa b'soluzzjoni salina, mexxiha lejn l-għajn u poġġiha fuq in-naħa ta' quddiem tal-lenti tal-kuntatt sklerali hdejn it-tarf. Bil-mod aqla' l-lenti minn mal-għajn. Din l-azzjoni se tħoll l-aderenza tal-lenti u l-lenti se tinqala' minn mal-għajn. Wara li tneħħiha, għaddi l-lenti tal-kuntatt b'attenzjoni minn mal-ġenb minn ġot-tazza tal-ġbid tal-arja.

**Inserzjoni** – Poġġi lenti sklerali mxarba fuq it-tarf il-kbir ta' Versa fejn il-lenti se tehel b'mod ħafif. Żomm il-kpiepel tal-ghajn miftuħa bl-id l-oħra u poġġi l-lenti tal-kuntatt sklerali fuq il-kornea. Ladarba l-lenti tkun wehlet mal-għajn, iġbed lura d-DMV Versa. Il-qafas bi strixxi rinfurzati fit-tazza huwa ddisinjat biex jipprovi wiċċ elevat li tista' toqgħod fuqu l-lenti u biex jipprevjeni milli l-lenti tehel ma' Versa. Uża mera għall-gwida.

#### Tindif

Kull darba wara li tuża t-tagħmir, naddfu b'70% isopropyl alcohol u ħallieh jinxef b'mod naturali. Aħżen it-tagħmir fil-kaxxa tiegħu wara li jinxef. Ippjana li tissostitwixxieh darba kull sitt xhur.



**Prekawzjoni:** Jekk id-DMV Versa jehel aċċidentalment mal-għajn bit-tarf iż-żgħir (tazza tal-ġbid tal-arja), mexxieh lejn ir-rokna tal-għajn u neħħieh billi ddawwar. Jekk id-DMV Versa jehel aċċidentalment mal-għajn bit-tarf il-kbir (pad fejn tistrieħ il-lenti), kemm tiġbdu lura minn mal-għajn, għax ma jkun hemm l-ebda ġbid tal-arja fuq dan it-tarf.



**Attenzjoni:** Jekk jogħġbok żomm dan il-prodott 'il bogħod mil-likwidi bħal krema tal-idejn, ġells tax-xagħar, likwidu għat-tneħħija tal-vernici tad-dwiefer u sustanzi ossidanti qawwijin.



**Attenzjoni:** Periklu ta' fgar. Żomm dan u l-apparati mediċi kollha 'l bogħod minn tfal zġħar. Dan il-prodott mhux rakkomandat biex jintuża ma' għajnejn li għandhom xi mard jew ħsara. Jekk tesperjenza irritazzjoni fl-għajnejn, indeboliment jew uġiġh fil-vista mhux tas-soltu, ikkonsulta lill-professionista tal-kura tal-għajnejn tiegħek.



**Attenzjoni:** Għalkemm m'hemm l-ebda evidenza ta' problemi ta' allergija b'dan il-prodott, **fiġ gomma naturali xotta. Ma fiġ latex likwidu, allergen magħruf.**



**TUŻAX DMV Versa biex tneħħi lentijiet tal-kuntatt ROTOB jew Ibridi.**

Jekk kellek kwalunkwe inċident serju b'rabta ma' dan it-tagħmir, irrappurtah lill-manifattur. Jekk inti residenti fl-UE, irrapporta l-inċident lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li inti stabbilit fiġ.

Dan il-prodott jippermetti lil persuni li jilbsu l-lentijiet tal-kuntatt biex idahħlu u/jew ineħħu l-lentijiet tal-kuntatt tagħhom sabieħ jużawhom skont l-iskop intenzjonat. Għalhekk dan il-prodott huwa meqjus li huwa apparat mediku.



Dan il-prodott huwa apparat mediku



Ipproteġi mix-xemx diretta



Taħzinx f'temperatura oġhla minn 105° C/220°F



Pazjent wiehed - użu multiplu



Aqra l-Istruzzjonijiet għall-Użu [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Data tal-Manifattura



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands