



DMV Versa™

Pripomoček za odstranjevanje/vstavljanje skleralnih kontaktnih leč

Predvidena uporaba

Pripomoček DMV Versa je izdelan za vstavljanje in odstranjevanje skleralnih kontaktnih leč.

Navodila za uporabo



Pred prvo uporabo pripomoček očistite s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom in počakajte, da se posuši na zraku.

Odstranjevanje – Navlažite privesek (manjši konec) pripomočka DMV Versa s fiziološko raztopino. Vodi-te ga proti očesu in ga namestite na sprednji del skleralne kontaktne leče, v bližino roba. Počasi povlecite lečo stran od očesa. Na ta način boste sprostili prijem leče, tako da se bo ločila od očesa. Po odstranitvi previdno potisnite lečo stran s priveska.

Vstavljanje – Namestite vlažno skleralno lečo na večji konec pripomočka Versa; leča se ga bo nežno oprijela. Z drugo roko držite veke razprte in vstavite skleralno lečo v oko. Ko se leča oprime očesa, odstranite pripomoček DMV Versa. Rebra na privesku tvorijo privzdignjeno površino, na kateri leča počiva, in preprečujejo, da bi se leča prilepila na pripomoček Versa. Za lažje vodenje si pomagajte z ogledalom. Ravnajte se po navodilih svojega predpisovalca kontaktnih leč/strokovnjaka za očesno nego.

Čiščenje

Po vsaki uporabi pripomoček očistite s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom in pustite, da se posuši na zraku. Ko se pripomoček posuši, ga shranite v njegov etui. Načrtujte zamenjavo pripomočka vsakih šest mesecev.

Previdnostni ukrep: Če se pripomoček DMV Versa nenamerno z manjšim koncem (priveskom) oprime očesa, ga potisnite proti koticu očesa in zavrtite, da ga odstranite. Če se pripomoček DMV Versa nenamerno z večjim koncem (oporno blazinico) oprime očesa, ga preprosto povlecite stran od očesa, saj ni prisotna sesalna sila.



Opozorilo: Ta pripomoček ne sme priti v stik s snovmi, kot so kreme za roke, geli za lase, odstranjevalci laka in močni oksidanti.



Opozorilo: Nevarnost zadušitve. Ta pripomoček in vse druge medicinske pripomočke shranjujte zunaj dosega majhnih otrok. Ta izdelek se ne priporoča za uporabo pri bolnih ali poškodovanih očeh. Če se pri vas pojavi draženje oči, neobičajna okvara vida ali bolečina, se posvetujte s svojim strokovnjakom za nego oči.



Opozorilo: Čeprav ni dokazov za težave z alergijami v povezavi s tem izdelkom, je treba upoštevati, da vsebuje suho naravno gumo. Ne vsebuje tekočega lateksa, ki je znan alergen.



Pripomočka DMV Versa NE uporabljajte za odstranjevanje MEHKIH ali hibridnih kontaktnih leč.

Če pride do kakršnega koli resnega neželenega dogodka v povezavi s tem pripomočkom, vas prosimo, da o tem poročate proizvajalcu. Če prebivate v EU, o neželenem dogodku poročajte pristojnemu organu države članice, v kateri imate stalno prebivališče.

Ta izdelek uporabnikom kontaktnih leč omogoča vstavljanje in/ali odstranjevanje kontaktnih leč, da jih lahko uporabljajo skladno s predvidenim namenom. Zato ta izdelek velja za medicinski pripomoček.



Ta izdelek je medicinski pripomoček.



Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.



Shranjujte pri temperaturi do 105 °C/220 °F



Za enega bolnika - za večkratno uporabo



Preberite navodila za uporabo.
dmvcorp.com



Datum proizvodnje



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague; The Netherlands