



Remover end



Inserter end

DMV Versa™

Pomagalo za umetanje/uklanjanje skleralnih kontaktnih leća

Namjena

DMV Versa je namijenjen za umetanje i uklanjanje skleralnih kontaktnih leća.

Upute za uporabu



Prije prvog korištenja očistite pomagalo 70 %-nim izopropilnim alkoholom i ostavite da se osuši.

Uklanjanje – Navlažite sukcijsku čašicu (manji kraj) pomagala DMV Versa fiziološkom otopinom, prinesite je oku i postavite na prednju stranu skleralne kontaktne leće u blizini njenog ruba. Polako povucite leću iz oka. Ova radnja će osloboditi leću i leća će se lako ukloniti iz oka. Nakon uklanjanja, kontaktno leću pažljivo skinite sa sukcijske čašice kliznim pokretom u stranu.

Umetanje – Postavite navlaženu skleralnu leću na veći kraj pomagala Versa za koji će se leća lagano priljubiti. Drugom rukom držite očne kapke otvorenima i postavite skleralnu kontaktnu leću u oko. Nakon što se leća priljubila za oko, odmaknite pomagalo DMV Versa. Nabori u čašici osmišljeni su da povećaju površini na kojoj leži leća i da spriječe da se leća zalijepi za pomagalo Versa. Koristite se zrcalom.

Slijedite upute svoga optičara/oftalmologa.

Čišćenje

Svakiput nakon uporabe pomagalo očistite 70 %-nim izopropilnim alkoholom i ostavite ga da se osuši. Nakon sušenja pomagalo spremite u njegovu kutiju. Planirajte ga zamijeniti svakih šest mjeseci.



Mjere opreza: Ako se pomagalo DMV Versa slučajno zalijepi za oko svojim manjim krajem (sukcijskom čašicom), kliznite njime prema uglu oka i odvojite ga zakretanjem. Ako se pomagalo DMV Versa slučajno zalijepi za oko svojim većim krajem (podlogom na koju se polaže leća), samo ga povucite od oka jer nema sukcije.



Oprez: Ovaj proizvod nemojte držati u blizini tekućina kao što su krema za ruke, gel za kosu, sredstvo za uklanjanje laka za nokte i jako oksidirajućih sredstava.



Oprez: Opasnost od gušenja. Držite ovo pomagalo i sve druge medicinske naprave izvan dosegma male djece. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu kod bolesnih ili ozlijeđenih očiju. Ako iskusite nadražaj oka, neuobičajeno oslabljen vid ili bol, obratite se oftalmologu..



Oprez: Premda s primjenom ovog proizvoda nisu zabilježene alergije, **proizvod sadrži suhu prirodnu gumu. Ne sadrži poznati alergen tekući lateks.**



DMV Versa NEMOJTE upotrebljavati za uklanjanje MEKIH ili hibridnih kontaktnih leća.

Ako Vam se svezi primjene ovog proizvoda dogodi ikakav ozbiljni događaj, prijavite to proizvođaču. Ako živite u EU događaj prijavite kompetentnim tijelima u zemlji članici u kojoj ste nastanjeni.

Ovaj proizvod omogućuje nosiocima kontaktnih leća umetanje i uklanjanje kontaktnih leća tako da se upotrebljava u skladu s namjenom. Stoga se ovaj proizvod smatra medicinskim proizvodom.



Ovo je medicinski proizvod.



Zaštićeno od izravnog sunčevog svjetla



Ne čuvati na temperaturi iznad 105 °C/220 °F



Za jednog pacijenta - višekratna uporaba



Pročitajte upute za uporabu dmvcorp.com



Datum proizvodnje



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands