



DMV Magic Touch™

Pre pevné a pre plyn permeabilné kontaktné šošovky

Účel použitia

Táto pomôcka je navrhnutá na vkladanie a vyberanie tvrdých a pre plyn permeabilných kontaktných šošoviek.

Návod na použitie



Pred prvým použitím očistite pomôcku 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu.

Vyberanie – Navlhčite prísavku. Pevne stlačte stred úchytky. Zaistite, aby bola kontaktná šošovka v strede oka. Pred zrkadlom prísavku umiestnite pred šošovku a dotknite sa ňou stredu šošovky. Úchytku držte pevne, aby ste vytvorili saciu silu. Vyberte kontaktnú šošovku priamo z oka. Po vybratí uvoľnite pevné stlačenie úchytky a bokom stiahnite šošovku z prísavky.

Vkladanie – Položte mokrú kontaktnú šošovku na prísavku. Mokrú šošovku priľne v tejto pozícii. NESTLÁČAJTE úchytku. Vložte kontaktnú šošovku priamo do oka.

Postupujte podľa pokynov vášho poskytovateľa kontaktných šošoviek/očného špecialistu.

Čistenie

Zakaždým po použití pomôcky DMV Magic Touch ju vyčistite 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu. Po uschnutí uchovávajte pomôcku v jej puzdre. **Vzduchový kanál uchovávajte bez prítomných zvyškov.** Vymieňajte ju každých šesť mesiacov.



Opatrenie: Ak pomôcka DMV Magic Touch nechcete priľne k oku, uvoľnite úchytku a pomôcka z oka odpadne. Táto pomôcka nepriľne k oku.



Upozornenie: Uchovávajte tento produkt v neprítomnosti tekutín ako sú krém na ruky, vlasové gély, odlakovač a silné oxidačné látky.



Upozornenie: Riziko udusenía. Uchovávajte túto zdravotnícku pomôcku ako aj všetky ostatné zdravotnícke pomôcky mimo dosahu malých detí. Tento produkt sa neodporúča používať pri ochoreniach alebo poraneniach očí. Ak máte podráždené oči, neobvyklú poruchu videnia alebo bolesť, poraďte sa so svojim očným lekárom.



Upozornenie: Aj keď pre tento neexistuje žiadny dôkaz problémov s alergiou, **tento produkt obsahuje suchý prírodný kaučuk. Neobsahuje tekutý latex,** ktorý je známym alergénom.



NEpoužívajte DMV Magic Touch na MÄKKÉ alebo hybridné kontaktné šošovky.

Ak sa u vás vyskytol akýkoľvek závažný prípad súvisiaci s touto pomôckou, hláste to výrobcovi. Ak žijete v EÚ, hláste prípad kompetentnému úradu členského štátu, v ktorom sídlite.

Tento produkt umožňuje používateľom kontaktných šošoviek vkladat' a/alebo vyberat' ich kontaktné šošovky, aby ich mohli používať podľa ich účelu použitia. Preto sa tento produkt považuje za zdravotnícku pomôcku.



Tento produkt je zdravotnícka pomôcka.



Chráňte pred priamym slnečným žiarením.



Neuchovávajte pri teplote viac ako 105 °C./220 °F



Jeden pacient - Viacnásobné použitie



Prečítajte si návod na použitie. dmvcorp.com



Dátum výroby



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague; The Netherlands