



## DMV Magic Touch™



### Voor harde en zuurstofdoorlatende contactlenzen

#### Beoogd gebruik

Dit hulpmiddel is bedoeld voor het inzetten en verwijderen van harde en zuurstofdoorlatende contactlenzen.

#### Instructies voor gebruik



Maak vóór het eerste gebruik het hulpmiddel schoon met 70% isopropylalcohol en laat het aan de lucht drogen.

**VERWIJDEREN** – Bevochtig de zuignap. Knijp stevig in het midden van het zuigertje. Zorg dat de contactlens midden op het oog zit. Breng de zuignap op één lijn met de voorkant van de lens en plaats deze met behulp van een spiegel midden op de lens. Blijf het zuigertje stevig vasthouden om zuigkracht te creëren. Verwijder de contactlens recht van het oog. Laat na verwijdering de stevige greep op het zuigertje los om de lens van de zuignap te schuiven.

**INZETTEN** – Plaats de vochtige contactlens op de zuignap. De vochtige lens zal in deze positie blijven zitten. Knijp NIET in het zuigertje. Plaats de contactlens recht op het oog.

Volg de instructies van uw contactlensspecialist/oogspecialist.

#### Schoon

Maak de DMV Magic Touch na elk gebruik schoon met 70% isopropylalcohol en laat aan de lucht drogen. Bewaar het hulpmiddel in zijn doosje nadat het droog is. **Houd het luchtkanaal vrij van vuil.** Vervang het om de zes maanden.



**Voorzorgsmaatregel:** Als de DMV Magic Touch per ongeluk vast komt te zitten aan het oog, laat u het zuigertje los en het hulpmiddel zal van het oog vallen. Dit hulpmiddel plakt niet aan het oog.



**Waarschuwing:** Houd dit product uit de buurt van vloeistoffen zoals handcrème, haargel, nagellakverwijderaar en krachtige oxiderende middelen.



**Waarschuwing: Verstikkingsgevaar. Houd dit en alle andere medische hulpmiddelen uit de buurt van kleine kinderen.** Dit product wordt niet aanbevolen voor gebruik bij ziekte of verwonde ogen. Raadpleeg uw oogspecialist als u last heeft van een geïrriteerd oog, een ongewoon slecht zicht of pijn.



**Waarschuwing:** Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor allergieproblemen met dit product, **bevat het wel droog natuurlijk rubber. Het bevat geen vloeibare latex**, een bekend allergeen.



**Gebruik de DMV Magic Touch NIET voor ZACHTE of hybride contactlenzen.**

Licht de fabrikant in als u een ernstig incident heeft gehad dat verband houdt met dit hulpmiddel. Als u in de EU woont, dient u het incident te melden bij de bevoegde instantie in de lidstaat waar u woonachtig bent.

Dit product stelt dragers van contactlenzen in staat om hun contactlenzen in te brengen en / of te verwijderen om ze te gebruiken overeenkomstig het beoogde doel. Daarom wordt dit product beschouwd als een medisch hulpmiddel.



Medisch hulpmiddel



Beschermen tegen direct zonlicht



Niet warmer bewaren dan 105°C / 220°F



Eén patiënt – meervoudig gebruik



Volg de instructies  
dmvcorp.com



Datum van fabricage



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands