



DMV Magic Touch™

Koville ja RGP--piilolinseille

Käyttötarkoitus

Tämä laite on suunniteltu kovien sekä RGP- eli GP-piilolinssien asettamiseen ja poistamiseen.

Käyttöohjeet



Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla ja anna ilmkuihua.

Poistaminen – Kostuta imukuppi. Purista tiukasti kädensijan keskiosaa. Varmista, että piilolinssi on keskellä silmää. Kohdista imukuppi aivan piilolasin eteen ja kosketa imukupilla linssin keskikohtaan käyttäen peiliä apuna. Pidä kädensijasta tiukka ote, jolloin syntyy imuvaikutus. Ota piilolinssi välittömästi pois silmästä. Otettuasi linssin pois irrota tiukka otteesi kädensijasta, jolloin linssi liukuu pois imukupista.

Asettaminen – Aseta märkä piilolinssi imukuppiin. Märkä linssi tarttuu tähän kohtaan. **ÄLÄ** purista kädensijaa. Aseta piilolinssi välittömästi silmään.

Noudata piilolinssiophtikoltasi saamiasi ohjeita.

Puhdistus

Puhdista DMV Magic Touch -laite jokaisen käyttökerran jälkeen 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla ja anna ilmkuihua. Kun laite on kuivunut, säilytä sitä kotelossaan. **Pidä ilmakanaava puhtaana jätemateriaalista.** Vaihda se uuteen kuuden kuukauden välein.



Huomioitavaa: Jos DMV Magic Touch jää tahattomasti kiinni silmään, irrota otteesi kädensijasta, jolloin piilolinssi putoaa silmästä. Tämä laite ei tartu kiinni silmään.



Huomio: Älä päästä tätä tuotetta kosketuksiin erilaisten nesteiden, kuten käsivoiteiden, hiusgeleiden, kynsilakan poistoaineiden ja voimakkaasti hapettavien aineiden kanssa.



Huomio: Tukehtumisvaara. Pidä tämä laite ja muut lääkinälliset laitteet pois pienten lasten ulottuvilta. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi silmiin, joissa on jokin sairaus tai vamma. Jos havaitset silmissäsi ärsytystä, epätavallista näön heikkenemistä tai kipua, ota yhteys optikkoon tai silmälääkäriin.



Huomio: Vaikka tämän tuotteen käytön yhteydessä ei ole todettu allergioita, **se sisältää kuitenkin kuivaa luonnonkumia. Se ei sisällä nestemäistä lateksia**, joka on tunnettu allergeeni.



DMV Magic Touch-tuotetta EI SAA käyttää PEHMEIDEN piilolinssien tai hybridipiilolinssien käsittelyyn.

Jos tämän laitteen käytössä on ilmennyt jokin vakava tapahtuma, ilmoita siitä valmistajalle. Jos asut jossakin EU:hun kuuluvassa maassa, ilmoita tapahtumasta asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle. Tämän tuotteen avulla piilolinssien käyttäjät voivat asettaa ja/tai poistaa piilolinssit siten, että he voivat käyttää linssijä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Tämän vuoksi tuote kuuluu lääkinällisiin laitteisiin.



Tämä tuote on lääkinällinen laite



Ei saa säilyttää yli 105 °C:n lämpötilassa.



Lue käyttöohjeet
dmvcorp.com



Pidä poissa suorasta auringonvalosta



Henkilökohtainen - kestäkäyttöinen



Valmistuspäivämäärä.



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands