



## DMV Magic Touch™

### Per applicare e rimuovere lenti a contatto rigide e gas-permeabili.

#### Utilizzazione

Questo prodotto è adatto per applicare e rimuovere lenti a contatto rigide e gas-permeabili.

#### Istruzioni per l'uso



Prima di utilizzare il DMV Magic Touch per la prima volta, pulirlo con alcool isopropilico al 70% e lasciarlo asciugare all'aria.

**RIMUOVERE** – Inumidire la superficie della ventosina con soluzione salina. Assicurarsi che la lente a contatto sia centrata davanti alla pupilla. Premere bene il centro del manico e portare l'applicatore verso l'occhio. Posizionare la superficie della ventosina in modo parallelo e centrato sulla superficie della lente a contatto mentre si guarda in uno specchio. Rimuovere la lente a contatto dall'occhio tenendo premuto il manico e allontanando l'applicatore dall'occhio. Dopo aver rimosso la lente a contatto ridurre la pressione sul manico e tirare la lente a contatto lateralmente dall'applicatore.

**INSERIMENTO** – Posizionare la lente a contatto umida sulla ventosina. La lente a contatto umida resterà attaccata. Tenere l'applicatore senza premere il manico. Portare l'applicatore con la lente a contatto verso l'occhio e posizionarlo con cautela al centro della cornea davanti alla pupilla.

Seguire le indicazioni dell'installatore di lenti a contatto / dell'oculista professionale.

#### Istruzioni per la pulizia

Dopo ogni utilizzo pulire la DMV Magic Touch con alcool isopropilico al 70% e lasciare asciugare all'aria. Riporre il dispositivo nella sua custodia dopo l'asciugatura. **Mantenere il canale dell'aria libero da detriti.** Sostituire l'applicatore dopo 6 mesi.



**Attenzione:** Se DMV Magic Touch tocca accidentalmente la superficie dell'occhio e si attacca lì, rilasciare la maniglia e cadrà dall'occhio. Questo dispositivo non si attaccherà agli occhi.



**Attenzione:** Tenere la DMV Magic Touch lontano da crema per le mani, gel per capelli, distaccante per smalto e forti sostanze ossidanti



**Attenzione: Rischio di soffocamento per i bambini piccoli.** Tenere questo e tutti gli altri dispositivi medici lontano dalla portata dei bambini piccoli. Si raccomanda di non utilizzare questo prodotto su occhi malati o feriti. Per irritazione agli occhi, problemi di vista insoliti o dolore, contattare il proprio specialista di lenti a contatto o oculista.



**Attenzione:** Nonostante non ci siano indicazioni di allergie, la DMV Corporation avvisa che questo **prodotto è realizzato in gomma naturale secca. Il materiale non contiene lattice liquido** noto come allergene.



**N'utilisez pas DMV Magic Touch pour les lentilles de contact souples ou hybrides.**

Se si è verificato un incidente grave in relazione a questo dispositivo, segnalarlo al produttore. Se risiedi nell'UE, segnala l'incidente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedi.

Questo prodotto consente ai portatori di lenti a contatto di inserire e / o rimuovere le lenti a contatto per utilizzarle secondo lo scopo previsto. Pertanto è considerato un dispositivo medico.



Dispositivo medico



Proteggere dal sole diretto



Non conservare a temperatura superiore a 105 ° C / 220 ° F



Singolo paziente – uso multiplo



Seguire le istruzioni per l'uso  
dmvcorp.com



Data di produzione



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands