



DMV Magic Touch™

Għal Lentijiet tal-Kuntatt Ibsin u li Jgħaddi l-Gass Minnhom

Użu Intenzjonat

Dan it-tagħmir huwa ddisinjat għal biex wieħed idahħal u jneħhi lentijiet tal-kuntatt ibsin u li jgħaddi l-gass minnhom.

Istruzzjonijiet għall-użu



Qabel ma tużah għall-ewwel darba, naddaf it-tagħmir b'70% isopropyl alcohol u ħallieh jinfex b'mod naturali.

Tneħhija – Xarrab kemxejn it-tazza tal-ġbid tal-arja. Aghfas b'mod sod il-parti tan-nofs tal-manku. Kun żgur li l-lenti tal-kuntatt hija ċċentrata fuq l-għajn. Allinja t-tazza tal-ġbid tal-arja quddiem il-lenti u missha maċ-ċentru tal-lenti billi tuża mera. Ibqa' żomm il-manku b'mod sod biex toħloq ġbid tal-arja. Aqla' l-lenti tal-kuntatt direttament mill-għajn. Wara li tneħhiha, erhi u tibqax tagħfas fuq il-manku biex il-lenti toħroġ minn ġot-tazza tal-ġbid tal-arja.

Inserzjoni – Poġġi l-lenti tal-kuntatt imxarra fuq it-tazza tal-ġbid tal-arja. Il-lenti mxarra se tehel f'din il-pożizzjoni. TAGĦFASX il-manku. Poġġi l-lenti tal-kuntatt direttament fuq l-għajn.

Segwi l-istruzzjonijiet tal-fitter tal-lenti tal-kuntatt tiegħek/tal-professjonista tal-kura tal-għajnejn tiegħek.

Tindif

Kull darba wara li tuża DMV Magic Touch, naddfu b'70% isopropyl alcohol u ħallieh jinfex b'mod naturali. Aħżen it-tagħmir fil-kaxxa tiegħu wara li jinfex. Żomm il-kanal tal-arja ħieles mill-fdalijiet. Ippjana li tissostitwixxieh darba kull sitt xhur.



Prekawzjoni: Jekk id-DMV Magic Touch jehel aċċidentalment mal-għajn, erhi l-manku u jinjala' minn mal-għajn. Dan it-tagħmir mhux se jehel mal-għajn.



Attenzjoni: Jekk jogħġbok żomm dan il-prodott 'il bogħod mil-likwidi bħal krema tal-idejn, ġells tax-xagħar, likwidu għat-tneħhija tal-verniċ tad-dwiefer u sustanzi ossidanti qawwijin.



Attenzjoni: Periklu ta' fgar. Żomm dan u l-apparati mediċi kollha 'l bogħod minn tfal żgħar.

Dan il-prodott mhux rakkomandat biex jintuża ma' għajnejn li għandhom xi mard jew ħsara. Jekk tesperjenza irritazzjoni fl-għajnejn, indeboliment jew uġiġh fil-vista mhux tas-soltu, ikkonsulta lill-professjonista tal-kura tal-għajnejn tiegħek.



Attenzjoni: Għalkemm m'hemm l-ebda evidenza ta' problemi ta' allergija b'dan il-prodott, **fih gomma naturali zotta. Ma fihx latex likwidu**, allergen magħruf.



TUŻAX DMV Magic Touch għal lentijiet tal-kuntatt ROTOB jew Ibridi.

Jekk kellek kwalunkwe inċident serju b'rabta ma' dan it-tagħmir, irrappurtah lill-manifattur. Jekk inti residenti fl-UE, irrapporta l-inċident lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li inti stabbilit fih.

Dan il-prodott jippermetti lil persuni li jilbsu l-lentijiet tal-kuntatt biex idahħu u/jew ineħhu l-lentijiet tal-kuntatt tagħhom sabiex jużawhom skont l-iskop intenzjonat. Għalhekk dan il-prodott huwa meqjus li huwa apparat mediku.



Dan il-prodott huwa apparat mediku



Ipproteġi mix-xemx diretta



Taħzinx f'temperatura oghla minn 105° C/220°F



Pazjent wieħed - użu multiplu



Aqra l-Istruzzjonijiet għall-Użu dmvcorp.com



Data tal-Manifattura



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands