



DMV Magic Touch™

Para lentes de contacto rígidas y permeables al gas

Uso previsto

Este dispositivo está previsto para poner y quitar lentes de contacto rígidas y permeables al gas.

Instrucciones de uso



Antes de usar el dispositivo por primera vez límpielo con alcohol isopropílico al 70 % y deje que se seque al aire.

Retirada – Humedezca la ventosa. Apriete con firmeza la parte central del mango. Asegúrese de que la lente de contacto está centrada en el ojo. Oriente la ventosa hacia la parte frontal de la lente y toque el centro de la misma guiándose con un espejo. Mantenga apretado firmemente el mango para crear la succión. Saque la lente de contacto del ojo. Después de sacar la lente de contacto, suelte la presión del mango para desprender la lente de la ventosa.

Aplicación – Coloque la lente de contacto húmeda sobre la ventosa. La lente húmeda se adhiere en esta posición. NO apriete el mango. Coloque la lente de contacto directamente en el ojo.

Siga las instrucciones del profesional que le haya ajustado las lentes de contacto o del oftalmólogo.

Limpieza

Después de usar el DMV Magic Touch debe limpiarlo con alcohol isopropílico al 70 % y dejar que se seque al aire. Guarde el dispositivo en su estuche cuando se haya secado. **Mantenga el canal de aire limpio.** Deberá sustituirlo cada seis meses.



Precaución: Si el DMV Magic Touch se queda adherido de manera accidental al ojo, suelte el mango; el dispositivo se caerá del ojo. Este dispositivo no se pega al ojo.



Precaución: Mantenga este producto alejado de los líquidos, como crema de manos, geles para el cabello, quitaesmalte de uñas y oxidantes fuertes.



Precaución: Riesgo de asfixia. Mantenga este y otros productos sanitarios fuera del alcance de los niños pequeños. El uso de este producto no está recomendado en caso de ojos con alguna patología o lesiones. Si se le irrita el ojo o experimenta algún problema visual inusual o dolor acuda a su oftalmólogo.



Precaución: No hay evidencia de problemas de alergia con este producto, aunque **contiene caucho natural seco.** No contiene látex líquido, un alérgeno conocido.



NO use el DMV Magic Touch para lentes de contacto blandas o híbridas.

Deberá notificar al fabricante cualquier evento grave que se haya producido en relación con este dispositivo. Si reside en la UE deberá notificar el incidente a la autoridad competente del Estado miembro en el que usted reside.

Este producto permite a los usuarios de lentes de contacto colocar y quitar las lentes de contacto para utilizarlas de acuerdo con el uso previsto. Por tanto, este producto está considerado como un producto sanitario.



Este producto es un producto sanitario.



Proteger de la luz directa del sol



No almacenar a una temperatura superior a 105 °C/220 °F



Un solo paciente - uso múltiple



Lea las instrucciones de uso
dmvcorp.com



Fecha de fabricación



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands