



## DMV Magic Touch™

### Til hårde & gasgennemtrængelige kontaklinser

#### Påtænkt anvendelse

Denne enhed er beregnet til isætning og udtagning af hårde og gasgennemtrængelige kontaklinser.

#### Bruksanvisning



Før enheden anvendes første gang, renses den med 70 % isopropylalkohol med efterfølgende lufttørring.

**Udtagning** – Fugt sugekoppen. Klem fast midt på håndtaget. Sørg for, at kontaktlinsen er centreret på øjet. Placér sugekoppen foran linsen og lad den berøre midten af linsen ved brug af et spejl. Bevar et fast greb på håndtaget for at frembringe et sug. Tag kontaktlinsen direkte ud fra øjet. Efter udtagning frigøres det faste greb på håndtaget, så linsen glider af sugekoppen.

**Isætning** – Anbring den våde kontaktlinse på sugekoppen. Den våde linse vil klæbe fast i denne position. UNDLAD at klemme på håndtaget. Anbring kontaktlinsen direkte på øjet.

Følg anvisningen fra din kontaktilinsepasser/øjensplejerson.

#### Rensning

DMV Magic Touch skal hver gang efter brug renses med 70 % isopropylalkohol og efterfølgende lufttørres. Opbevar enheden i dens pakning efter tørring. **Hold luftkanalen fri for materiale.** Planlæg at udskifte den hver 6. måned.



**Forsigtighedsforanstaltning:** Hvis DMV Magic Touch utilsigtet sætter sig fast på øjet, frigøres håndtaget, og den vil falde fra øjet. Denne enhed vil ikke klæbe til øjet.



**Forsigtig:** Produktet må ikke opbevares sammen med væsker, såsom håndcreme, hårgeler, neglelakfjerner og kraftige oxideringsmidler.



**Forsigtig: Kvælningsfare.** Denne og alle andre medicinske enheder skal opbevares utilgængeligt for små børn. Dette produkt bør ikke anvendes ved sygdom eller skade i øjet. Hvis du får et irriteret øje, en usædvanlig synsforringelse eller smerter, skal du konsultere din øjenplejerson.



**Forsigtig:** Der er ingen evidens for allergiproblemer med dette produkt, omend det indeholder tørt naturgummi. Det indeholder ikke flydende latex, som er et kendt allergen.



**Brug IKKE DMV Magic Touch til bløde kontaklinser eller hybridlinser.**

Hvis du har oplevet en alvorlig hændelse, der er forbundet med denne enhed, skal du indberette den til producenten. Hvis du bor i EU, skal du indberette hændelsen til den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor du befinder dig.

Dette produkt gør kontaktilinsebrugere i stand til at isætte og/eller udtage deres kontaklinser, så de kan bruges i henhold til det påtænkte formål. Dette produkt anses derfor for at være et medicinsk udstyr.



Dette produkt er et medicinsk udstyr



Beskyttes mod direkte sol



Må ikke opbevares ved temperaturer over 105 °C/220 °F



Til enkelt patient - flergangsbrug



Læs brugsanvisningen  
dmvcorp.com



Fremstillingsdato



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands