



DMV Magic Touch™




Για σκληρούς και αεροδιαπερατούς φακούς επαφής

Ενδεικνυόμενη χρήση

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την τοποθέτηση και την αφαίρεση σκληρών και αεροδιαπερατούς φακών επαφής.

Οδηγίες χρήσης

 Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε τον εφαρμοστή με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη και αφήστε τον να στεγνώσει φυσικά.

Αφαίρεση – γράνετε τη βεντούζα. Σφίξτε σταθερά το μέσον της λαβής. Βεβαιωθείτε ότι ο φακός επαφής έχει κεντραριστεί στο μάτι. Ευθυγραμμίστε τη βεντούζα μπροστά στον φακό και ακουμπήστε τη στο κέντρο του φακού χρησιμοποιώντας έναν καθρέφτη. Κρατήστε σφιχτά τη λαβή για να δημιουργηθεί αναρρόφηση. Αφαιρέστε τον φακό επαφής απευθείας από το μάτι. Μετά την αφαίρεση, απελευθερώστε τη λαβή για να απομακρύνετε τον φακό από τη βεντούζα.


Εισαγωγή – Τοποθετήστε τον υγρό φακό επαφής στη βεντούζα. Ο υγρός φακός θα προσκολληθεί σε αυτήν τη θέση. ΜΗ σφίγγετε τη λαβή. Τοποθετήστε τον φακό επαφής απευθείας στο μάτι.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του υπεύθυνου εφαρμογής των φακών επαφής/του οφθαλμιάτρου σας.


Καθαρισμός


Μετά από κάθε χρήση του εφαρμοστή DMV Magic Touch, καθαρίζετε τον με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη και αφήνετέ τον να στεγνώσει φυσικά. Φυλάσσετε τον εφαρμοστή στη θήκη του αφού στεγνώσει.

Διασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα στον δίαυλο αέρα. Φροντίστε να τον αντικαθιστάτε κάθε έξι μήνες.

 **Προφύλαξη:** Αν ο εφαρμοστής DMV Magic Touch προσκολληθεί κατά λάθος στο μάτι, αφήστε τη λαβή και ο εφαρμοστής θα πέσει από το μάτι. Ο εφαρμοστής αυτός δεν προσκολλάται στο μάτι.

 **Προσοχή:** Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από υγρά, όπως κρέμα χεριών, τζελ μαλλιών, υγρό αφαίρεσης βερνικιού νυχιών και ισχυρά οξειδωτικά.


 **Προσοχή: Κίνδυνος πνιγμού.** Κρατήστε αυτό και κάθε άλλο ιατροτεχνολογικό προϊόν μακριά από παιδιά. Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση σε νοσούντα ή τραυματισμένα μάτια. Αν εμφανίσετε οφθαλμικό ερεθισμό, ασυνήθιστη οπτική διαταραχή ή πόνο, συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρό σας.


 **Προσοχή:** Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία πρόκλησης αλλεργίας από αυτό το προϊόν, **το προϊόν περιέχει ξηρό φυσικό ελαστικό. Δεν περιέχει υγρό λάτεξ**, που αποτελεί γνωστό αλλεργιογόνο.

 **ΜΗ χρησιμοποιείτε τον εφαρμοστή DMV Magic Touch για ΜΑΛΑΚΟΥΣ ή υβριδικούς φακούς επαφής.**


Αν αντιμετωπίσετε κάποιο σοβαρό συμβάν σε σχέση με αυτό το προϊόν, αναφέρετέ το στον κατασκευαστή. Αν κατοικείτε στην ΕΕ, αναφέρετε το συμβάν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είστε εγκατεστημένος(η).


Αυτό το προϊόν δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες φακών επαφής να τοποθετούν ή/και να αφαιρούν τους φακούς επαφής τους ώστε να τους χρησιμοποιούν όπως ενδείκνυται. Ως εκ τούτου, θεωρείται ιατροτεχνολογικό προϊόν.

 Το παρόν αποτελεί ιατροτεχνολογικό προϊόν

 ^{105°C}
^{220°F} Μην το φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 105 °C/220 °F

 Διαβάξτε τις οδηγίες χρήσης
dmvcorp.com

 Προστατεύετε από το άμεσο ηλιακό φως

 Για πολλαπλή χρήση σε ένα μόνο ασθενή

 Ημερομηνία κατασκευής



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague; The Netherlands